

ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Безопасные иглы

- › Оснащены специальным встроенным защитным колпачком, который обеспечивает защиту медицинских работников от случайного ранения
- › Могут быть использованы с любыми стандартными шприцами
- › Все безопасные иглы имеют стандартный срез

Материалы:

ПП; сталь; эпоксидные смолы
Без латекса и ДЕГФ

Стерилизация:

этиленоксид

Внешний диаметр (мм):

0,4 – 0,9

Длина (мм):

19 – 40

Соответствие стандартам:

EN ISO 7864

Класс риска:

IIa

Упаковка:

блистер / бокс / картон

Срок годности:

5 лет

EN VM® Safety Needles

- › Equipped with a special built-in cap, that protects medical workers an accidental injury caused by the needle
- › Can be used with any standard syringes
- › All safety needles have a standard cut

Shelf life:

5 years

Materials:

PP; steel; epoxy resin
Latex and DEHP-free

Sterilization:

Ethylene oxide

Outer diameter (mm):

0,4 – 0,9

Length (mm):

19 – 40

Compliance standards:

EN ISO 7864







Risk classification:

IIa

Packaging:

blister / box / carton

VM® Безопасные инъекционные иглы

Каталожный номер	Внешний диаметр		Длина мм	Стенка	Срез	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
	Размер	мм					
1310542	18G	1,2	40	тонкая	стандартный	розовый	 50/1500
1410543	19G	1,1	40	тонкая	стандартный	кремовый	 50/1501
1410542	19G	1,1	25	тонкая	стандартный	кремовый	 50/1502
1310548	20G	0,9	40	тонкая	стандартный	желтый	 50/1500
1310545	20G	0,9	25	тонкая	стандартный	желтый	 50/1500
1310549	21G	0,8	40	тонкая	стандартный	темно-зеленый	 50/1500
1310550	22G	0,7	30	тонкая	стандартный	черный	 50/1500
1310558	22G	0,7	40	стандартная	стандартный	черный	 50/1500
1310551	23G	0,6	25	тонкая	стандартный	синий	 50/1500
1310557	23G	0,6	30	стандартная	стандартный	синий	 50/1500
1310552	24G	0,55	25	стандартная	стандартный	феолетовый	 50/1500
1310553	25G	0,5	25	стандартная	стандартный	оранжевый	 50/1500
1410550	25G	0,5	16	стандартная	стандартный	оранжевый	 50/1500
1310554	26G	0,45	25	стандартная	стандартный	коричневый	 50/1500
1410551	26G	0,45	12	стандартная	стандартный	коричневый	 50/1500
1310555	27G	0,4	19	стандартная	стандартный	серый	 50/1500
1310559	30G	0,3	13	стандартная	стандартный	желтый	 50/1500