

# ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ



## RU VM® Инсулиновые шприцы

- › Предназначены для выполнения подкожных инъекций инсулина
- › Удобны и просты в обращении
- › Инсулиновые шприцы с интегрированной иглой обеспечивают полное введение инсулина за счет сниженного объема мертвого пространства
- › Оптимальная геометрия острия иглы обеспечивает комфортную инъекцию
- › Колпачок защищает иглу от повреждения

### Материалы:

ПП; резина; силиконовое масло; сталь; эпоксидные смолы  
Без латекса и ДЕГФ

### Стерилизация:

этиленоксид

### Объем (мл):

0,3 – 1

### Наконечник:

Луер Слип

### Инсулин:

U-100  
опционально: U-40

### Инъекционная игла:

интегрированная; надетая

### Соответствие стандартам:

EN ISO 8537

### Класс риска:

IIa

### Упаковка:

блистер / бокс / картон

### Срок годности:

5 лет

## EN VM® Insulin Syringes

- › Предназначены для подкожного введения инсулина с помощью автоматических шприц-ручек
- › Совместимы со всеми инсулиновыми шприц-ручками типа А
- › Трехгранная заточка обеспечивает легкое прокалывание кожи и максимальный комфорт для пациента
- › Цветовая кодировка дает возможность выбора иглы нужного размера

### Класс риска:

IIa

### Упаковка:

защитный колпачок / бокс / картон

### Срок годности:

5 лет

### Материалы:

ПП; сталь  
Без латекса и ДЕГФ

### Стерилизация:

этиленоксид

### Внешний диаметр (мм):

0,20 – 0,33

### Длина (мм):

4 – 12

### Соответствие стандартам:

EN ISO 11608

## VM® Инсулиновые шприцы

Каталожный номер	Объем мл	Наконечник	Тип	Инъекционная игла	Внешний Размер мм	Длина мм	Стенка	Срез	Упаковка	Кол-во бокс / короб
1310198	0,3		U-100	интегрированная	30G	0,3	8	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310197	0,5		U-100	интегрированная	30G	0,3	8	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310305	0,5		U-100	интегрированная	29G	0,33	13	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310306	0,5		U-100	интегрированная	30G	0,3	13	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310303	1		U-100	интегрированная	29G	0,33	13	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310304	1		U-100	интегрированная	30G	0,3	13	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310355	1	Луер Слип	U-100	надетая	29G	0,33	13	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310356	1	Луер Слип	U-100	надетая	27G	0,4	13	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310360	1		U-100	интегрированная	30G	0,3	8	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310361	1		U-100	интегрированная	31G	0,25	6	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310362	0,5		U-100	интегрированная	31G	0,25	6	тонкая стандартный	блистер	100/3200
1310363	0,3		U-100	интегрированная	31G	0,25	6	тонкая стандартный	блистер	100/3200

## VM® Безопасные инсулиновые шприцы

Каталожный номер	Объем мл	Модификация	Тип	Инъекционная игла	Внешний диаметр Размер мм	Длина мм	Стенка	Срез	Упаковка	Количество бокс / короб
1310544	1	выдвижной корпус	U-100	надетая	27G	0,4	13	тонкая стандартный	блистер	100/1600
1310556	1	выдвижной корпус	U-100	надетая	29G	0,33	13	тонкая стандартный	блистер	100/3200

## VM® Инсулиновые шприцы

Каталожный номер	Объем мл	Модификация	Тип	Инъекционная игла	Внешний диаметр Размер	Длина мм	Стенка	Срез	Упаковка	Кол-во бокс / короб	
1310301	1	Луер Слип	U-40	надетая	27G	0,4	13	тонкая	стандартный	блистер	100/3200
1310302	1	-	U-40	интегрированная	29G	0,33	13	тонкая	стандартный	блистер	100/3200

VM® Инсулиновые шприцы - 10 шт.

Каталожный номер	Объем мл	Наконечник	Тип	Инъекционная игла	Внешний диаметр Размер мм	Длина мм	Стенка	Срез	Упаковка	Кол-во бокс / короб	
1310603	1		U-100	интегрированная	29G	0,3	13	тонкая	стандартный	10 шт. / полибэг	100/3200
1310604	1		U-100	интегрированная	30G	0,3	13	тонкая	стандартный	10 шт. / полибэг	100/3200
1310605	0,5		U-100	интегрированная	30G	0,3	8	тонкая	стандартный	10 шт. / полибэг	100/3200
1310606	0,3		U-100	интегрированная	30G	0,3	8	тонкая	стандартный	10 шт. / полибэг	100/3200
1310607	1		U-100	интегрированная	30G	0,3	8	тонкая	стандартный	10 шт. / полибэг	100/3200