


ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Иглы для шприц-ручек

- › Предназначены для подкожного введения инсулина с помощью автоматических шприц-ручек
- › Совместимы со всеми инсулиновыми шприц-ручками типа А
- › Трехгранная заточка обеспечивает легкое прокалывание кожи и максимальный комфорт для пациента
- › Цветовая кодировка дает возможность выбора иглы нужного размера

Материалы:

ПП; сталь
Без латекса и ДЕГФ

Стерилизация:

этиленоксид

Внешний диаметр (мм):

0,20 – 0,33

Длина (мм):

4 – 12

Соответствие стандартам:

EN ISO 11608

Класс риска:

Ila

Упаковка:

защитный колпачок / бокс / картон

Срок годности:

5 лет

EN VM® Insulin Pen Needles

- › Are used for the subcutaneous insulin injections in conjunction with most of the available pens
- › Sterile and individually wrapped to ensure the required safety
- › Our pen needles are compatible with all type A insulin pens
- › Protective cap reduces the risk of accidental needlestick
- › The needle's triple bevel cut allows to puncture tissue easily, preventing tissue damage
- › Also available as safety insulin pen needles

Materials:

PP; steel
Latex and DEHP-free

Sterilization:

Ethylene oxide

Outer diameter (mm):

0,20 – 0,33

Length (mm):

4 – 12

Compliance standards:

EN ISO 11608

Risk classification:

Ila

Packaging:

Protective cap / box / carton

Shelf life:

5 years

VM® Иглы для шприц-ручек

Каталожный номер	Внешний диаметр (Размер)	Внешний диаметр (мм)	Длина (мм)	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
1310509	29G	0,33	12	темно-красный	 100/5000
1310510	30G	0,3	8	желтый	 100/5000
1310511	31G	0,25	8	оранжевый	 100/5000
1310512	31G	0,25	6	синий	 100/5000
1310513	31G	0,25	5	фиолетовый	 100/5000
1310514	32G	0,23	4	зеленый	 100/5000
1310515	32G	0,23	6	синий	 100/5000
1310516	32G	0,23	5	фиолетовый	 100/5000
1310517	33G	0,2	4	зеленый	 100/5000
1310518	32G	0,23	8	темно-зеленый	 100/5000
1310519	31G	0,25	4	зеленый	 100/5000

VM® Безопасные иглы для шприц-ручек

Каталожный номер	Внешний диаметр (Размер)	Внешний диаметр (мм)	Длина (мм)	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
1310560	30G	0,3	4	зеленый	 100/12
1310561	30G	0,3	5	фиолетовый	 100/12
1310562	30G	0,3	6	синий	 100/12
1310563	30G	0,3	8	оранжевый	 100/12
1310564	31G	0,25	5	фиолетовый	 100/12