

ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Туберкулиновые шприцы

- › Разработаны в соответствии с их назначением
- › Прозрачный цилиндр шприца, изготовленный из полипропилена, дает возможность успешно осуществлять контроль за введением
- › Четкая градуировка служит для удобства пользователя и обеспечивает точность дозирования
- › Наличие стопорного кольца на цилиндре обеспечивает герметичность шприца, и снижает риск случайной утечки лекарственного препарата
- › Плавный ход поршня обеспечивает мягкую инъекцию

Материалы:

ПП; резина; силиконовое масло; сталь; эпоксидная смола
Без латекса и ДЕГФ

Стерилизация:
этиленоксид

Объем (мл):
1

Наконечник:
Луер Слип

Инъекционная игла:
срез: внутрикожный
внешний диаметр: 0,45 мм
длина: 10 мм

Соответствие стандартам:
EN ISO 7886, EN ISO 7864

Класс риска:
IIa

Упаковка:
блистер / бокс / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® Tuberculin Syringes

- › Developed in compliance with the intended use, tuberculin syringes are used for administration of tuberculin antigens
- › The transparent barrel ensures the controlled administration of the medication
- › Black, indelible graduation ensures optimal readability and precise dosage
- › Smooth-glide plunger ensures painless injection with no jerking

Materials:

PP; rubber; silicone oil; steel;
epoxy resin
Latex and DEHP-free

Sterilization:

Ethylene oxide

Volume (ml):

1

Taper:

Luer Slip

Injection needle:

bevel: intradermal
outer diameter: 0,45 mm
length: 10 mm

Compliance standards:

EN ISO 7886, EN ISO 7864

Risk classification:

IIa

Packaging:

blister / box / carton

Shelf life:

5 years

VM® Туберкулиновые шприцы

Каталожный номер	Объем мл	Наконечник	Тип	Инъекционная игла	Внешний диаметр Размер	Длина мм	Стенка	Срез	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
------------------	----------	------------	-----	-------------------	------------------------	----------	--------	------	--------------------	---------------------

1310346	1	Луер Слип	концентрический	надетая	26G	0,5 10	стандартная	внутрикожный	коричневый	100/3200
---------	---	-----------	-----------------	---------	-----	--------	-------------	--------------	------------	----------