

ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Спайки

- › Предназначены для забора лекарственных препаратов из многодозовых флаконов
- › Обеспечивают надежную защиту растворов от контаминации
- › Защитный колпачок может быть открыт при помощи одной руки и препятствует микробной контаминации коннектора Луер-Лок
- › Устойчивы к жирам и спиртам

Материалы:

АБС; ПЭ; МАБС-пластик;
сталь
Без латекса и ДЕГФ

Стерилизация:

этиленоксид

Канюля:

металлическая; пластиковая

Объем заполнения (мл):

0,07 – 0,25

Гидрофобный фильтр:
опционально

Гидрофильный фильтр:
опционально; 5 мкм

Порт:

Стандартный, с полуавтоматической крышкой / безыгольный

Соответствие стандартам:
EN ISO 8536-4

Класс риска:
Is

Упаковка:
блистер / бокс / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® Spikes

- › Offer an easy handling system for aspiration and injection of solutions, drugs and medication
- › Provide optimised pressure balance and reduced contamination risk
- › Are also available with a safety valve and different filter options
- › Low priming volume and low puncture force for an excellent performance during the aspiration procedure
- › Single-handed usage for opening and closing the protective cap is possible
- › Alcohol and lipid resistant

Materials:

ABS; PE; MABS; steel
Latex and DEHP-free

Sterilization:

Ethylene oxide

Cannula:

Plastik; Metal

Filling volume (ml):
0,07 – 0,25

Hydrophobic filter:
optional

Hydrophilic filter:
optional; 5 µm

Port:

standard, with semi-automatic cap / needleless

Compliance standards:
EN ISO 8536-4

Risk classification:
Is

Packaging:

blister / box / carton

Shelf life:

5 years

VM® Спейки

Каталожный номер	Продукт	Материал	Шип	Объем заполнения (мл)	Гидрофильный фильтр	Гидрофобный фильтр	Тип	Упаковка шт. / бокс
1311400	VM Спайк I	АБС	П	0,25	-	0,1мкм	накидная крышка	300
1311401	VM Спайк I	АБС	П	0,25	5 мкм	0,1мкм	накидная крышка	300
1311402	VM Спайк I	МАБС	П	0,25	5 мкм, хемо	0,1мкм	накидная крышка	300
1311403	VM Спайк I эко	АБС	П	0,22	-	0,1мкм	накидная крышка	300
1311404	VM Спайк I эко	АБС	П	0,22	5 мкм	0,1мкм	накидная крышка	300
1311405	VM Спайк I эко	МАБС	П	0,22	5 мкм, хемо	0,1мкм	накидная крышка	150
1311406	VM Спайк II	АБС	П	0,25	-	0,1мкм	накидная крышка	300
1311407	VM Спайк II	АБС	П	0,25	5 мкм	0,1мкм	накидная крышка	300
1311408	VM Спайк II	МАБС	П	0,25	5 мкм, хемо	0,1мкм	накидная крышка	150
1311409	VM Спайк II МС	АБС	М	0,25	5 мкм	0,1мкм	накидная крышка	300
1311410	VM Спайк II МС	МАБС	М	0,25	5 мкм, хемо	0,1мкм	накидная крышка	150
1311411	VM Спайк II МС Микро	АБС	М	0,20	5 мкм	0,1мкм	накидная крышка	300
1311412	VM Спайк II МС Микро	МАБС	М	0,20	5 мкм, хемо	0,1мкм	накидная крышка	150
1311413	VM Спайк II Безопасный	АБС	П	0,25	-	0,1мкм	безопасный клапан	300
1311414	VM Спайк II Безопасный	АБС	П	0,25	5 мкм	0,1мкм	безопасный клапан	300
1311415	VM Спайк II Безопасный	МАБС	П	0,25	5 мкм, хемо	0,1мкм	безопасный клапан	150
1311416	VM Спайк II Безопасный	МАБС	П	0,25	хемо, свободный поток	0,1мкм	безопасный клапан	150
1311417	VM Спайк II Безопасный	АБС	П	0,25	эко	0,1мкм	безопасный клапан	300
1311418	VM Спайк II Безопасный	АБС	П	0,25	5 мкм, эко	0,1мкм	безопасный клапан	300
1311419	VM Спайк II Безопасный	МАБС	П	0,25	5 мкм, хемо, эко	0,1мкм	безопасный клапан	150
1311420	VM Спайк II МС Безопасный	АБС	М	0,25	5 мкм	0,1мкм	безопасный клапан	300
1311421	VM Спайк II МС Безопасный	МАБС	М	0,25	5 мкм, хемо	0,1мкм	безопасный клапан	150
1311422	VM Спайк II МС Безопасный Микро	МАБС	М	0,25	5 мкм, хемо	0,1мкм	безопасный клапан	150
1311423*	VM Спайк для мешков**	ПУР	П	0,9	-	1,2 мкм	безопасный клапан	100
1311424	VM Трансферный спайк***	АБС	П	-	-	-	**	500
1311425	VM Спайк для забора из ампул	-	М	0,2	5 мкм ПЭТ	-	-	1000
1311426	VM Spike	ПП	М	-	5 мкм	-	-	1000

* Трубка 3,0x4,1, длина 6 см

** Может быть использован для забора и смешивания стерильных растворов в безопасных системах

*** Содержит ПВХ

П: пластиковый шип

М: металлический шип