

ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Системы трансфузионные

- › Для гравитационного внутрисосудистого вливания компонентов крови и кровезаменителей
- › Специальный трансфузионный фильтр производит надежную очистку препаратов крови от конгломератов
- › Большая капельная камера
- › Встроенный воздушный фильтр с антибактериальной мембраной
- › Соединение Луер Слип или Луер Лок адаптировано к ПВК и ЦВК

Материалы:
Медицинский пластик; ПП;
ПВХ/ТПЭ/ПУ; АБС; сталь.
Без латекса

Стерилизация:
этиленоксид

Шип:
пластиковый;
опционально: метал. комб.

Регулятор скорости (размер):
роликовый (М)

Наконечник:
Луер Слип; Луер Лок

Трубка (см):
150

Иглеконструкция/Иглеконструкция:
опционально

Соответствие стандартам:
EN ISO 1135-4

Класс риска:
IIa

Упаковка:
блистер / бокс / картон,
полибэг / полибэг / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® Transfusion Sets

- › Are used for intravascular, gravity-controlled transfusions of blood or blood components
- › Large drip chamber ensures smooth transfusion
- › Built-in air filter with antibacterial membrane
- › Undesirable particles are filtered out by the transfusion filter
- › Luer Slip or Luer Lock hub fits IV catheters and CVC
- › Transparent tubing
- › Large roller clamp with closure ensures precise flow rate setting

Materials:
Medical plastic; PP; PVC/TPE/
PU; ABS; steel
Latexfree

Sterilization:
Ethylene oxide

Spike:
Plastik ABS

Flow regulator (size):
roller clamp (M)

Taper:
Luer Slip; Luer Lock

Tubing (cm):
150

Injection needle/Injection site:
optional

Compliance standards:
EN ISO 1135-4

Risk classification:
IIa

Packaging:
blister / box / carton, polybag /
polybag / carton

Shelf life:
5 years

VM® Системы для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей

Каталожный номер	Шип	Воздухо-Роликовый заборник		Фиксатор	Наконечник	Трубка	Инъекционная игла	Инъекционный порт	Упаковка	Кол-во бокс / короб
		Размер	Размер							
1312105	АБС-пластик	●	М		Луер Слип	150	1,2 x 40	У-порт	блистер	15/300
1312110	АБС-пластик	●	М		Луер Слип	150	1,2 x 40	стандартный	полибэг	15/300
1312120	АБС-пластик	●	М	●	Луер Лок	150	-	стандартный	блистер	50/300
1312121	метал. комб.	●	М	●	Луер Лок	150	-	-	полибэг	15/300
1312123	АБС-пластик	-	М	●	Луер Лок	150	-	-	блистер	50/300
1312124	АБС-пластик	●	М		Луер Слип	250	1,2 x 40	стандартный	полибэг	20/300

VM® Системы для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей б/з фталатов

Каталожный номер	Шип	Воздухо-Роликовый заборник		Фиксатор	Наконечник	Трубка (см)	Инъекционная игла	Инъекционный порт	Упаковка	Кол-во бокс / короб
		Размер	Размер							
1312102	АБС-пластик	●	М		Луер Слип	150	1,2 x 40	стандартный	полибэг	15/300
1312104	АБС-пластик	●	М	●	Луер Лок	150	-	-	блистер	50/300
1312106	АБС-пластик	-	М		Луер Лок	150	-	стандартный	блистер	50/300
1312119	АБС-пластик	●	М		Луер Лок	150	-	-	блистер	50/300
1312119А	АБС-пластик	●	М		Луер Лок	150	-	-	полибэг	50/300