


ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Внутривенные канюли

- › Предназначены для катетеризации периферических вен
- › Оптимальная геометрия иглы с обратной заточкой острия
- › Рентгеноконтрастность материала канюли позволяет контролировать ее положение
- › Крылышки обеспечивают удобную надежную фиксацию
- › Камера обратного тока крови позволяет определить успешность проведения венопункции
- › Тонкостенная конструкция трубки канюли позволяет обеспечить максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре канюли

Материалы:
сталь; ФЭП/ПУ
Без латекса и ДЕГФ

Стерилизация:
этиленоксид

Размер (G):
14 – 26

Длина (мм):
19 – 45

Крылышки:
опционально

Инъекционный порт:
опционально

Соответствие стандартам:
EN ISO 10555-1, EN ISO 7864

Класс риска:
IIa

Упаковка:
блистер / бокс / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® I.V. Cannula

- › Are used for intravenous administration of medication or infusions to avoid repeated venepuncture on patients when the medication has to be given intravenously on a permanent basis
- › It can be generally left for several days
- › The polyurethane thermoplastic cannula material is highly biocompatible, enabling the cannula to remain in place for a prolonged period
- › Back cut needle tip; pliable wings; transparent flashback chamber; colour coding; 2 or 4 x-ray lines, all provide safety and easiness both to the medical personnel and to the patient

Materials:
steel; FEP / PU
Latex and DEHP-free

Sterilization:
Ethylene oxide

Size (G):
14 – 26

Length (mm):
19 – 45

Wings:
optional

Port:
optional

Compliance standards:
EN ISO 10555-1, EN ISO 7864

Risk classification:
IIa

Packaging:
blister / box / carton

Shelf life:
5 years

VM® Внутривенные канюли

Каталожный номер	Рентгено-контрастные полосы	Размер	Длина (мм)	Крылышки	Порт	Крышка порта	Гидрофобный фильтр	Материал	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
Премиум										
1311228P	4	14G	45	●	●	flip-flop	●	FEP	оранжевый	100/1000
1311246P	4	14G	45	●	●	flip-flop	●	PU	оранжевый	100/1000
1311227P	4	16G	45	●	●	flip-flop	●	FEP	серый	100/1000
1311245P	4	16G	45	●	●	flip-flop	●	PU	серый	100/1000
1311226P	4	17G	45	●	●	flip-flop	●	FEP	белый	100/1000
1311244P	4	17G	45	●	●	flip-flop	●	PU	белый	100/1000
1311224P	4	18G	32	●	●	flip-flop	●	FEP	темно-зеленый	100/1000
1311225P	4	18G	45	●	●	flip-flop	●	FEP	темно-зеленый	100/1000
1311242P	4	18G	32	●	●	flip-flop	●	PU	темно-зеленый	100/1000
1311243P	4	18G	45	●	●	flip-flop	●	PU	темно-зеленый	100/1000
1311223P	4	20G	32	●	●	flip-flop	●	FEP	розовый	100/1000
1311241P	4	20G	32	●	●	flip-flop	●	PU	розовый	100/1000
1311222P	4	22G	25	●	●	flip-flop	●	FEP	темно-голубой	100/1000
1311240P	4	22G	25	●	●	flip-flop	●	PU	темно-голубой	100/1000
1311221P	4	24G	19	●	●	flip-flop	●	FEP	желтый	100/1000
1311239P	4	24G	19	●	●	flip-flop	●	PU	желтый	100/1000
1311220P	2	26G	19	●	●	flip-flop	●	FEP	фиолетовый	100/1000
1311238P	4	26G	19	●	●	flip-flop	●	PU	фиолетовый	100/1000
Стандарт										
13112284	4	14G	45	●	●	flip-flop	-	FEP	оранжевый	100/1000
13112464	4	14G	45	●	●	flip-flop	-	PU	оранжевый	100/1000
13112274	4	16G	45	●	●	flip-flop	-	FEP	серый	100/1000
13112454	4	16G	45	●	●	flip-flop	-	PU	серый	100/1000
13112264	4	17G	45	●	●	flip-flop	-	FEP	белый	100/1000
13112444	4	17G	45	●	●	flip-flop	-	PU	белый	100/1000
13112244	4	18G	32	●	●	flip-flop	-	FEP	темно-зеленый	100/1000
13112254	4	18G	45	●	●	flip-flop	-	FEP	темно-зеленый	100/1000
13112424	4	18G	32	●	●	flip-flop	-	PU	темно-зеленый	100/1000
13112434	4	18G	45	●	●	flip-flop	-	PU	темно-зеленый	100/1000
13112234	4	20G	32	●	●	flip-flop	-	FEP	розовый	100/1000
13112414	4	20G	32	●	●	flip-flop	-	PU	розовый	100/1000
13112224	4	22G	25	●	●	flip-flop	-	FEP	темно-голубой	100/1000
13112404	4	22G	25	●	●	flip-flop	-	PU	темно-голубой	100/1000
13112214	4	24G	19	●	●	flip-flop	-	FEP	желтый	100/1000
13112394	4	24G	19	●	●	flip-flop	-	PU	желтый	100/1000
13112384	4	26G	19	●	●	flip-flop	-	PU	фиолетовый	100/1000
1311228	2	14G	45	●	●	flip-flop	-	FEP	оранжевый	100/1000
1311246	2	14G	45	●	●	flip-flop	-	PU	оранжевый	100/1000
1311227	2	16G	45	●	●	flip-flop	-	FEP	серый	100/1000
1311245	2	16G	45	●	●	flip-flop	-	PU	серый	100/1000
1311226	2	17G	45	●	●	flip-flop	-	FEP	белый	100/1000
1311244	2	17G	45	●	●	flip-flop	-	PU	белый	100/1000
1311224	2	18G	32	●	●	flip-flop	-	FEP	темно-зеленый	100/1000
1311225	2	18G	45	●	●	flip-flop	-	FEP	темно-зеленый	100/1000

VM® Внутривенные канюли (продолжение)

Каталожный номер	РК полосы	Размер	Длина (мм)	Кры- лышки	Порт	Крышка порта	Гидрофобный фильтр	Материал	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
1311242	2	18G	32	●	●	flip-flop	-	PU	темно-зеленый	100/1000
1311243	2	18G	45	●	●	flip-flop	-	PU	темно-зеленый	100/1000
1311223	2	20G	32	●	●	flip-flop	-	FEP	розовый	100/1000
1311241	2	20G	32	●	●	flip-flop	-	PU	розовый	100/1000
1311222	2	22G	25	●	●	flip-flop	-	FEP	темно-голубой	100/1000
1311240	2	22G	25	●	●	flip-flop	-	PU	темно-голубой	100/1000
1311221	2	24G	19	●	●	flip-flop	-	FEP	желтый	100/1000
1311239	2	24G	19	●	●	flip-flop	-	PU	желтый	100/1000
1311220	2	26G	19	●	●	flip-flop	-	FEP	фиолетовый	100/1000
1311238	2	26G	19	●	●	flip-flop	-	PU	фиолетовый	100/1000
1311303	2	14G	45	●	-	-	-	PU	оранжевый	100/1000
1311291	2	14G	45	●	-	-	-	FEP	оранжевый	100/1000
1311299	2	16G	45	●	-	-	-	FEP	серый	100/1000
1311309	2	16G	45	●	-	-	-	PU	серый	100/1000
1311300	2	17G	45	●	-	-	-	FEP	белый	100/1000
1311310	2	17G	45	●	-	-	-	PU	белый	100/1000
1311294	2	18G	32	●	-	-	-	FEP	темно-зеленый	100/1000
1311295	2	18G	45	●	-	-	-	FEP	темно-зеленый	100/1000
1311305	2	18G	32	●	-	-	-	PU	темно-зеленый	100/1000
1311304	2	18G	45	●	-	-	-	PU	темно-зеленый	100/1000
1311296	2	20G	32	●	-	-	-	FEP	розовый	100/1000
1311306	2	20G	32	●	-	-	-	PU	розовый	100/1000
1311297	2	22G	25	●	-	-	-	FEP	темно-голубой	100/1000
1311307	2	22G	25	●	-	-	-	PU	темно-голубой	100/1000
1311301	2	24G	19	●	-	-	-	FEP	желтый	100/1000
1311308	2	24G	19	●	-	-	-	PU	желтый	100/1000
1311302	2	26G	19	●	-	-	-	FEP	фиолетовый	100/1000
1311311	2	26G	19	●	-	-	-	PU	фиолетовый	100/1000
Эконом										
1311228E	2	14G	45	●	●	●	-	FEP	оранжевый	100/1000
1311246E	2	14G	45	●	●	●	-	PU	оранжевый	100/1000
1311227E	2	16G	45	●	●	●	-	FEP	серый	100/1000
1311245E	2	16G	45	●	●	●	-	PU	серый	100/1000
1311226E	2	17G	45	●	●	●	-	FEP	белый	100/1000
1311244E	2	17G	45	●	●	●	-	PU	белый	100/1000
1311224E	2	18G	32	●	●	●	-	FEP	темно-зеленый	100/1000
1311225E	2	18G	45	●	●	●	-	FEP	темно-зеленый	100/1000
1311242E	2	18G	32	●	●	●	-	PU	темно-зеленый	100/1000
1311243E	2	18G	45	●	●	●	-	PU	темно-зеленый	100/1000
1311223E	2	20G	32	●	●	●	-	FEP	розовый	100/1000
1311241E	2	20G	32	●	●	●	-	PU	розовый	100/1000
1311222E	2	22G	25	●	●	●	-	FEP	темно-голубой	100/1000
1311240E	2	22G	25	●	●	●	-	PU	темно-голубой	100/1000
1311221E	2	24G	19	●	●	●	-	FEP	желтый	100/1000
1311239E	2	24G	19	●	●	●	-	PU	желтый	100/1000
1311220E	2	26G	19	●	●	●	-	FEP	фиолетовый	100/1000
1311238E	2	26G	19	●	●	●	-	PU	фиолетовый	100/1000

VM® Внутривенные канюли. Педиатрические

Каталожный номер	Рентгено-контрастные полосы	Размер	Длина (мм)	Крылышки	Устройство для введения	Материал	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
1311702	4	24G	19	малые	●	ФЭП	желтый	100/1000
1311703	2	26G	19	малые	●	ФЭП	фиолетовый	100/1000
1311704	4	24G	19	малые	●	ПУ	желтый	100/1000
1311705	4	26G	19	малые	●	ПУ	фиолетовый	100/1000
1311706	4	24G	19	малые	-	ФЭП	желтый	100/1000
1311707	2	26G	19	малые	-	ФЭП	фиолетовый	100/1000
1311708	4	24G	19	малые	-	ПУ	желтый	100/1000
1311709	4	26G	19	малые	-	ПУ	фиолетовый	100/1000

VM® Безопасные внутривенные канюли

Каталожный номер	Рентгено-контрастные полосы	Размер	Длина (мм)	Крылышки	Порт	Материал	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
1311247	2	26G	19	●	flip-flop	ФЭП	фиолетовый	50/500
1311248	4	24G	19	●	flip-flop	ФЭП	желтый	50/500
1311249	4	22G	25	●	flip-flop	ФЭП	темно-синий	50/500
1311250	4	20G	32	●	flip-flop	ФЭП	розовый	50/500
1311251	4	18G	32	●	flip-flop	ФЭП	темно-зеленый	50/500
1311252	4	18G	45	●	flip-flop	ФЭП	темно-зеленый	50/500
1311253	4	17G	45	●	flip-flop	ФЭП	белый	50/500
1311254	4	16G	45	●	flip-flop	ФЭП	серый	50/500
1311255	4	14G	45	●	flip-flop	ФЭП	оранжевый	50/500
1311256	4	26G	19	●	flip-flop	ПУ	фиолетовый	50/500
1311257	4	24G	19	●	flip-flop	ПУ	желтый	50/500
1311258	4	22G	25	●	flip-flop	ПУ	темно-синий	50/500
1311259	4	20G	32	●	flip-flop	ПУ	розовый	50/500
1311260	4	18G	32	●	flip-flop	ПУ	темно-зеленый	50/500
1311261	4	18G	45	●	flip-flop	ПУ	темно-зеленый	50/500
1311262	4	17G	45	●	flip-flop	ПУ	белый	50/500
1311263	4	16G	45	●	flip-flop	ПУ	серый	50/500
1311264	4	14G	45	●	flip-flop	ПУ	оранжевый	50/500
1311265	2	26G	19	●	-	ФЭП	фиолетовый	50/500
1311266	4	24G	19	●	-	ФЭП	желтый	50/500
1311267	4	22G	25	●	-	ФЭП	темно-синий	50/500
1311268	4	20G	32	●	-	ФЭП	розовый	50/500
1311269	4	18G	32	●	-	ФЭП	темно-зеленый	50/500
1311270	4	18G	45	●	-	ФЭП	темно-зеленый	50/500
1311271	4	17G	45	●	-	ФЭП	белый	50/500
1311272	4	16G	45	●	-	ФЭП	серый	50/500
1311273	4	14G	45	●	-	ФЭП	оранжевый	50/500
1311274	4	26G	19	●	-	ПУ	фиолетовый	50/500
1311275	4	24G	19	●	-	ПУ	желтый	50/500
1311276	4	22G	25	●	-	ПУ	темно-синий	50/500
1311277	4	20G	32	●	-	ПУ	розовый	50/500
1311278	4	18G	32	●	-	ПУ	темно-зеленый	50/500
1311279	4	18G	45	●	-	ПУ	темно-зеленый	50/500
1311280	4	17G	45	●	-	ПУ	белый	50/500
1311281	4	16G	45	●	-	ПУ	серый	50/500
1311282	4	14G	45	●	-	ПУ	оранжевый	50/500