

# ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ



## RU VM® Наборы для катетеризации центральных вен

- › Для обеспечения длительного центрального венозного доступа при интенсивной инфузионной терапии
- › Компоненты:
  - Центральный венозный катетер
  - Проволочный проводник
  - Дилататор
  - Проводниковая игла
  - Y-образный коннектор
  - Проводниковый шприц
  - Одноразовый шприц с иглой
  - Фиксатор
  - Хирургический скальпель
  - Лоток
  - Заглушки Люер - Лок и зажимы

### Материалы:

Термопластичный уретан;  
АБС; ПП; ПК; резина; сталь.  
Без латекса

### Стерилизация:

этиленоксид

### Наборы:

Стандарт  
Комфорт БЛЮ;  
Економ 4

### Кол-во каналов:

1 – 3

### Размер (Fr/мм):

2,5 – 8,5 / 80 – 200

### Проводник (дюйм/мм):

0,018 – 0,035 / 500 – 700

### Проводниковая игла (G/мм):

18 – 20 / 45 – 70

### Соответствие стандартам:

EN ISO 7886, EN ISO 7864

### Класс риска:

III

### Упаковка:

блистер / бокс / картон

### Срок годности:

3 года

## EN VM® Central Venous Catheter Kits

- › Serve in Intensive Care Medicine and Anaesthesia for a long-term central venous access to execute an intensive infusion and/or an invasive central venous pressure measurement or the blood collection
- › Central venous catheter set consists of:
  - Central venous catheter
  - Guidewire
  - Dilator
  - Introducer needle
  - Y-connector
  - Blue introducer syringe
  - Disposable syringe with injection needle
  - Fastener
  - Surgical scalpel
  - Tray
  - Luer-Lock injection screw and clamp

### Materials:

Thermoplastic urethane; ABS;  
PP; PC; silicone rubber; steel  
Latexfree

### Sterilization:

Ethylene oxide

### Kits:

Standard  
Comfort BLUE  
Econom 4

### Lumen number:

1 – 3

### Size (Fr/мм):

2,5 – 8,5 / 80 – 200

### Guidewire (in/мм):

0,018 – 0,035 / 500 – 700

### Introducer needle (G/мм):

18 – 20 / 45 – 70

### Compliance standards:

EN ISO 7886, EN ISO 7864

### Risk classification:

III

### Packaging:

blister / box / carton

### Shelf life:

3 years

## VM® Катетер центральный венозный. Набор Standart

Каталож- ный номер	Кол-во каналов	Размер Fr (G)	Длина (мм)	Скорость потока Дистальный (коричневый)	Скорость потока Медиальный (голубой)	Скорость потока Проксимальный (белый)	Проводник		Проводнико- вая игла		Кол-во бокс / короб
				(мл/мин)	(мл/мин)	(мл/мин)	Размер	Длина (мм)	Размер	Длина (мм)	
1318100	1	2,5 (22)	80	8,5			0,018	500	20G	45	10/40
1318101	1	2,5 (22)	100	7,3			0,018	500	20G	45	10/40
1318102	1	3,0 (20)	80	25,9			0,021	500	20G	45	10/40
1318103	1	3,0 (20)	130	21,9			0,021	500	20G	45	10/40
1318104	1	4,0 (18)	130	27,8			0,025	500	19G	45	10/40
1318105	1	4,0 (18)	160	25,8			0,025	500	19G	45	10/40
1318106	1	5,0 (16)	160	63,5			0,035	600	18G	70	10/40
1318107	1	5,0 (16)	200	57,4			0,035	600	18G	70	10/40
1318108	1	5,0 (16)	300	46,2			0,035	700	18G	70	10/40
1318109	1	7,0 (14)	160	104,6			0,035	600	18G	70	10/40
1318110	1	7,0 (14)	200	102,8			0,035	600	18G	70	10/40
1318111	1	7,0 (14)	300	82,4			0,035	700	18G	70	10/40
1318112	2	4,0 ( 22, 22)	160	7,3		4	0,018	500	20G	45	10/40
1318113	2	5,0 ( 18, 20)	160	19,1		8,8	0,021	500	20G	45	10/40
1318114	2	5,0 ( 18, 20)	200	16,6		7	0,021	500	20G	45	10/40
1318115	2	7,0 ( 14, 18)	160	83		39	0,035	600	18G	70	10/40
1318116	2	7,0 ( 14, 18)	200	75		32	0,035	600	18G	70	10/40
1318117	2	7,0 ( 14, 18)	300	58,8		18,9	0,035	700	18G	70	10/40
1318118	2	7,0 ( 16, 16)	200	56,8		56,8	0,035	600	18G	70	10/40
1318119	2	8,0 ( 14, 14)	200	70,4		44,8	0,035	600	18G	70	10/40
1318120	3	5,5 ( 18, 22, 22)	130	25,2	6,5	5,9	0,021	500	20G	45	10/40
1318121	3	5,5 ( 18, 22, 22)	160	23,5	5,5	5	0,021	500	20G	45	10/40
1318122	3	7,0 ( 16, 18, 18)	160	57,4	24,4	22	0,035	600	18G	70	10/40
1318123	3	7,0 ( 16, 18, 18)	200	54,3	21,9	20,2	0,035	600	18G	70	10/40
1318124	3	7,0 ( 16, 18, 18)	300	42,6	15,7	14,6	0,035	700	18G	70	10/40
1318125	3	8,5 ( 14, 16, 16)	160	69,2	58,4	134,3	0,035	600	18G	70	10/40
1318126	3	8,5 ( 14, 16, 16)	200	64,5	51,8	124,8	0,035	600	18G	70	10/40

### Компоненты набора Standart:

центральный венозный катетер, проводник, дилататор, проводниковая игла, Y-образный коннектор, синий проводниковый шприц, шприц с инъекционной иглой, фиксатор, хирургический скальпель, лоток, инъекционные заглушки Луер Лок, зажим.

## VM® Катетер центральный венозный. Набор Economy 1 (Comfort BLUE)

Каталожный номер	Кол-во каналов	Размер Fr (G)	Длина (мм)	Скорость потока	Скорость потока	Скорость потока	Проводник		Проводниковая игла		Кол-во бокс / короб
				Дистальный (коричневый)	Медиальный (голубой)	Проксимальный (белый)	Размер	Длина (мм)	Размер	Длина (мм)	
				(мл/мин)	(мл/мин)	(мл/мин)					
1318130	1	2.5 (22)	100	7,3			0,018	500	20G	45	10/120
1318131	1	3.0 (20)	100	24,6			0,021	500	20G	45	10/120
1318132	1	4.0 (18)	160	25,8			0,025	500	19G	45	10/120
1318133	1	5.0 (16)	200	57,4			0,035	600	18G	70	10/120
1318134	1	7.0 (14)	200	102,8			0,035	600	18G	70	10/120
1318135	2	4.0 (22, 22)	160	7,3		4	0,018	500	20G	45	10/120
1318136	2	5.0 (18, 20)	200	16,6		7	0,021	500	20G	45	10/120
1318137	2	7.0 (14, 18)	200	75		32	0,035	600	18G	70	10/120
1318138	2	8.0 (14, 14)	200	70,4		44,8	0,035	600	18G	70	10/120
1318139	3	5.5 (18, 22, 22)	160	23,5	5,5	5	0,021	500	20G	45	10/120
1318140	3	7.0 (16, 18, 18)	200	54,3	21,9	20,2	0,035	600	18G	70	10/120
1318141	3	8.5 (14, 16, 16)	200	64,5	51,8	124,8	0,035	600	18G	70	10/120

### Компоненты набора Economy 1 (Comfort BLUE):

центральный венозный катетер, проводник, дилататор, проводниковая игла, синий проводниковый шприц, фиксатор, инъекционные заглушки Луер Лок, зажим.

## VM® Катетер центральный венозный. Набор Ecomy 4

Каталож- ный номер	Кол-во каналов	Размер Fr (G)	Длина (мм)	Скорость	Скорость	Скорость потока	Проводник		Проводниковая		Кол-во бокс / короб
				потока Дистальный (коричневый)  (мл/мин)	потока Медиальный (голубой)  (мл/мин)	Проксимальный (белый)  (мл/мин)	Размер	Длина (мм)	Размер	Длина (мм)	
1318166	1	2.5 (22)	100	7,3			0,018	500	20G	45	10/120
1318167	1	3.0 (20)	100	24,6			0,021	500	20G	45	10/120
1318168	1	4.0 (18)	160	25,8			0,025	500	19G	45	10/120
1318169	1	5.0 (16)	200	57,4			0,035	600	18G	70	10/120
1318170	1	7.0 (14)	200	102,8			0,035	600	18G	70	10/120
1318171	2	4.0 (22, 22)	160	7,3		4	0,018	500	20G	45	10/120
1318172	2	5.0 (18, 20)	200	16,6		7	0,021	500	20G	45	10/120
1318173	2	7.0 (14, 18)	200	75		32	0,035	600	18G	70	10/120
1318174	2	8.0 (14, 14)	200	70,4		44,8	0,035	600	18G	70	10/120
1318175	3	5.5 (18, 22, 22)	160	23,5	5,5	5	0,021	500	20G	45	10/120
1318176	3	7.0 (16, 18, 18)	200	54,3	21,9	20,2	0,035	600	18G	70	10/120
1318177	3	8.5 (14, 16, 16)	200	64,5	51,8	124,8	0,035	600	18G	70	10/120

### Компоненты набора Ecomy 4:

центральный венозный катетер, проводник, проводниковая игла, фиксатор, инъекционные заглушки Луер Лок, зажим.