



ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Удлинительные линии

- › Предназначены для удлинения инфузионной магистрали до необходимой длины
- › Устойчивы к деформациям при скручивании и гарантируют надежное соединение
- › Предотвращают риск смещения катетера во время манипуляций
- › Линии из полиэтилена используются при введении агрессивных лекарственных препаратов
- › Светозащитные модели удлинительных линий используются для введения светочувствительных препаратов

Материалы:

ПП, АБС; ПВХ; ПЭ; ПК; ПВХ/без ПВХ/ПВХ без ДЕГФ

Стерилизация: этиленоксид

Тип:

– male и female Луер Лок
– с безыгольным

инъекционным портом
– с male и 2, 3 или 4 female Луер Лок
– male и трехходовым краном

Объем заполнения (мл):
0,15 – 5

Предельное давление:
1 – 3; 50

Основная трубка:
длина: 7,5 – 320 см
размеры: 1,0 x 2,0 мм – 1,8 x 3,65 мм

Боковые трубки:
количество: 0 – 4
размер: 7,5

Скорость потока (мл/10мин):
50 – 1000

Соответствие стандартам:
EN ISO 8536-4

Упаковка:
блистер / бокс / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® Extension Sets

- › Are used in all medical departments where IV therapy is performed
 - › They are buckling resistant and guarantee a safe connection
 - › Extension Sets are available with low pressure resistance designed for infusion bags and high pressure resistance, designed for infusion pumps
 - › Prevents dislodgement
 - › Can be used to add length to existing tubing
 - › The PE extension tubing for the application of aggressive, reactive drugs
 - › Light-proof model is available for the administration of light sensitive drugs
- with male and 2, 3 or 4 female Luer Lock
– male and 3-way stopcock
- Filling volume (ml):**
0,15 – 5
- Pressure limit (bar):**
1 – 3; 50
- Main tube:**
length: 7,5 – 320 cm
dimensions: 1,0 x 2,0 mm – 1,8 x 3,65 mm
- Side tubes:**
number: 0 – 4
size: 7,5 mm
- Flow rate (ml/10min):**
50 – 1000

Materials:

PP; ABS; PVC/PVC DEHP-free/
PVC free; PE; PC

Sterilization: Ethylene oxide

Type:

– male and female Luer Lock
– with needleless injection port

Compliance standards:

EN ISO 8536-4

Packaging:

blister / box / carton

Shelf life:

5 years

VM® Удлинительные линии низкого давления (LP)

Каталож- ный номер	Тип соединения	Объем заполн ения (мл)	Лимит давлен ия (бар)	Сколь заций зажим	Длина трубки (см)					Размеры трубки (ммХмм)	Скорость потока (мл/ 10мин)	Упако вка шт. / короб
					Основ ная трубка 1	боковая трубка 2	боковая трубка 3	боковая трубка 4	боковая трубка 4			
1311519	Луер Лок male and female	0,2	3	-	10					1,7 x 3,2	≥1000	40/800
1311520	Луер Лок male and female	0,6	3	-	30					1,7 x 3,2	≥1000	40/800
1311521	Луер Лок male and female	1	3	-	50					1,7 x 3,2	≥500	40/800
1311522	Луер Лок male and female	1,5	3	-	75					1,7 x 3,2	≥500	40/800
1311523	Луер Лок male and female	2	3	-	100					1,7 x 3,2	≥500	30/600
1311524	Луер Лок male and female	3	3	-	150					1,7 x 3,2	≥300	30/600
1311525	Луер Лок male and female	4	3	-	200					1,7 x 3,2	≥300	25/500
1311526	Луер Лок male and female	6,4	3	-	320					1,7 x 3,2	≥100	25/500
1311527	Луер Лок male and female	0,25	3	-	30					1,0 x 2,0	≥300	40/800
1311529	Луер Лок male and female	0,6	1	-	75					1,0 x 2,0	≥200	40/800
1311530	Луер Лок male and female	0,8	1	-	100					1,0 x 2,0	≥200	30/600
1311534	Луер Лок male and female	1,2	1	-	150					1,0 x 2,0	≥50мл	30/600
1311537	Луер Лок male and female	1,6	1	-	200					1,0 x 2,0	≥50мл	30/600
1311539	Луер Лок male and female	2	1	-	250					1,0 x 2,0	≥50мл	25/500
1311540	Луер Лок male and female	2,2	1	-	300					1,0 x 2,0	≥50мл	25/500
1311541	Луер Лок male and female	0,3	3	1	15					1,5 x 2,7	≥500	40/800
1311543	Луер Лок male and 2 female	0,3	1	2	7,5	7,5	7,5			1,2 x 2,4	≥500	40/800
1311545	Луер Лок male and 3 female	0,4	1	3	7,5	7,5	7,5	7,5		1,2 x 2,4	≥500	30/600
1311547	Луер Лок male and 4 female	0,5	1	4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	1,2 x 2,4	≥500	30/600
1311610	фиксированный Луер Лок с маленькой крышечкой из АБС-пластика	2	3	-	100					1,5 x 2,7	≥500	30/600
1311615	фиксированный Луер Лок с маленькой крышечкой из АБС-пластика	3	3	-	150					1,5 x 2,7	≥300	30/600
1311625	фиксированный Луер Лок с маленькой крышечкой из АБС-пластика	0,5	3	-	25					1,5 x 2,7	≥500	40/800
1311650	фиксированный Луер Лок с маленькой крышечкой из АБС-пластика	1	3	-	50					1,5 x 2,7	≥500	40/800

Все VM® Удлинительные линии низкого давления (LP): сделаны из поликарбоната/ПВХ

VM® Удлинительные линии низкого давления с кранами (LP)

Каталож- ный номер	Тип соединения	Материал	Объем заполнения (мл)	Лимит давления (бар)	Сколь заячий зажим	Длина трубки (см)	Размеры трубки (ммXмм)	Скорость потока (мл/10мин)	Цветовая кодировка	Упаковка шт. / короб
1311505	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	0,57	3	10	1,7 x 3,2	≥1000	≥1000	голубой	40/1000
1311506	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	0,57	3	10	1,7 x 3,2	≥1000	≥1000	белый	40/1000
1311507	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	1,15	3	25	1,7 x 3,2	≥1000	≥1000	голубой	40/1000
1311508	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	2,25	3	50	1,7 x 3,2	≥500	≥500	голубой	40/1000
1311509	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	3,3	3	75	1,7 x 3,2	≥500	≥500	голубой	40/800
1311510	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	4,35	3	100	1,7 x 3,2	≥500	≥500	голубой	40/800
1311580	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	0,35	3	10	1,0 x 2,0	≥500	≥500	голубой	40/1000
1311581	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	0,7	3	25	1,0 x 2,0	≥500	≥500	голубой	40/1000
1311582	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	1	3	50	1,0 x 2,0	≥300	≥300	голубой	40/1000
1311583	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	1,5	3	80	1,0 x 2,0	≥200	≥200	голубой	40/1000
1311590	с трехходовыми кранами	ПВХ/ поликарбонат	3	3	150	1,5 x 2,7	≥300	≥50	голубой	30/600

Все VM® Удлинительные линии высокого давления с кранами (LP): липидоустойчивы

VM® Удлинительные линии низкого давления без фталатов с кранами (LP)

Каталож- ный номер	Тип соединения	Характеристика	Объем заполне- ния (мл)	Лимит давления (бар)	Длина трубки (см)	Размеры трубки (ммХмм)	Скорость потока (мл/10мин)	Цветовая кодировка	Упаковка шт. / короб
1311511	с трехходовыми кранами	поликарбонат/ПВХ	0,45	3	15	1,0 x 2,0	≥500	голубой	40/1000
1311512	с трехходовыми кранами	поликарбонат/ПВХ	0,7	3	30	1,0 x 2,0	≥300	голубой	40/1000
1311584	с трехходовыми кранами	поликарбонат/ПВХ	0,35	3	10	1,0 x 2,0	≥500	голубой	40/1000
1311585	с трехходовыми кранами	поликарбонат/ПВХ	0,7	3	25	1,0 x 2,0	≥500	голубой	40/800
1311586	с трехходовыми кранами	поликарбонат/ПВХ	1	3	50	1,0 x 2,0	≥300	голубой	40/800
1311587	с трехходовыми кранами	поликарбонат/ПВХ	1,5	3	80	1,0 x 2,0	≥200	голубой	40/800
1311591	с трехходовыми кранами	поликарбонат/ПВХ	0,35	3	10	1,0 x 2,0	≥500	голубой	40/1000
1311588	с трехходовыми кранами	поликарбонат/ ПЭ	2,5	3	150	1,0 x 2,0	≥50	голубой	30/600
1311589*	с трехходовыми кранами	поликарбонат/ ПЭ	2,5	3	150	1,0 x 2,0	≥50	голубой	30/600

*Светозащищенные

Все VM® Удлинительные линии низкого давления без фталатов с кранами (LP): липидоустойчивы

VM® Удлинительные линии низкого давления без фталатов (LP)

Каталожный номер	Тип соединения	Объем заполнения (мл)	Лимит давления (бар)	Скользкий зажим	Длина трубки (см)	Размеры трубки (ммХмм)	Скорость потока (мл/10мин)	Упаковка шт. / короб
1311611	Фиксированный Луер Лок с маленькой крышечкой из АБС-пластика	2	3	-	100	1,5 x 2,7	≥500	30/600
1311616	Фиксированный Луер Лок с маленькой крышечкой из АБС-пластика	3	3	-	150	1,5 x 2,7	≥300	30/600
1311626	Фиксированный Луер Лок с маленькой крышечкой из АБС-пластика	0,5	3	-	25	1,5 x 2,7	≥500	40/800
1311651	Фиксированный Луер Лок с маленькой крышечкой из АБС-пластика	1	3	-	50	1,5 x 2,7	≥500	40/800
1311592	Безыгольный инъекционный порт	0,15	1	-	15	1,0 x 2,0	≥500	40/800
1311593	Безыгольный инъекционный порт	0,25	1	-	30	1,0 x 2,0	≥300	40/800
1311542	Луер Лок male and female	0,3	1	1	15	1,0 x 2,0	≥200	40/800
1311544	Луер Лок male and 2 female	0,3	1	2	7,5+7,5x2	1,2 x 2,4	≥500	30/600
1311546	Луер Лок male and 3 female	0,4	1	3	7,5+7,5x3	1,2 x 2,4	≥500	30/600
1311548	Луер Лок male and 4 female	0,5	1	4	7,5+7,5x4	1,2 x 2,4	≥500	30/600
1311549	Безыгольный инъекционный порт	1	1	1	120	1,0 x 2,0	≥50	30/600

Все VM® Удлинительные линии низкого давления без фталатов (LP) сделаны из: поликарбоната/ПВХ

VM® Удлинительные линии высокого давления без ПВХ (НР)

Каталожный номер	Тип соединения	Материал	Объем заполнения (мл)	Лимит давления (бар)	Основная трубка Длина (см)	Размеры трубки (ммХмм)	Скорость потока (мл/10мин)	Упаковка шт. / короб
1311528	Луер Лок male and female	ПЭ	0,4	50	50	1,0 x 2,0	≥300	40/800
1311531	Луер Лок male and female	ПЭ	0,8	50	100	1,0 x 2,0	≥200	30/600
1311532	Луер Лок male and female	ПЭ	1,2	50	150	1,0 x 2,0	≥50	30/600
1311533	Луер Лок male and female	ПЭ*	1,2	50	150	1,0 x 2,0	≥50	30/600
1311535	Луер Лок male and female	ПЭ	1,6	50	200	1,0 x 2,0	≥50	30/600
1311536	Луер Лок male and female	ПЭ*	1,6	50	200	1,0 x 2,0	≥50	30/600
1311538	Луер Лок male and female	ПЭ	2	50	250	1,0 x 2,0	≥50	25/500
1311552	Луер Лок male and female	поликарбонат/ПУ +нейлон	0,21	34	10	1,8 x 3,65	≥1000	40/800
1311553	Луер Лок male and female	поликарбонат/ПУ +нейлон	0,63	34	30	1,8 x 3,65	≥1000	40/800
1311554	Луер Лок male and female	поликарбонат/ПУ +нейлон	1	34	50	1,8 x 3,65	≥500	40/800
1311555	Луер Лок male and female	поликарбонат/ПУ +нейлон	1,5	34	75	1,8 x 3,65	≥500	40/800
1311556	Луер Лок male and female	поликарбонат/ПУ +нейлон	2	34	100	1,8 x 3,65	≥500	30/600
1311557	Луер Лок male and female	поликарбонат/ПУ +нейлон	3	34	150	1,8 x 3,65	≥500	25/500
1311558	Луер Лок male and female	поликарбонат/ПУ +нейлон	4	34	200	1,8 x 3,65	≥300	25/500
1311559	Луер Лок male and female	поликарбонат/ПУ +нейлон	5	34	250	1,8 x 3,65	≥300	25/500

*Светозащищенные