


ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Инфузионные трехходовые краны

- › Предназначены для безопасного и удобного проведения инфузионной терапии
- › Доступна модификация трехходовых краников высокого давления для применения с инфузионными помпами
- › Соединения Луер-Лок
- › Устойчивые к разрушающему действию жировых эмульсий
- › Подвижность в осевом и радиальном направлениях на 360°
- › Аппиrogenны

Материалы:
АБС; ПК; ПЭ; ПВХ; БНК

Стерилизация:
этиленоксид

Тип:
– трехходовой краник
– трехходовой краник OFF

Характеристика:
– высокого давления
– липидоустойчивы

Объем заполнения (мл):
0,16 – 0,3

Предельное давление:
3 – 82,6

Скорость потока (мл/10мин):
300 – 1000

Соответствие стандартам:
EN ISO 594-1,2

Класс риска:
Is

Упаковка:
блистер / бокс / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® Stopcocks

- › Protect users from injuries, prevent disconnections or have more than one port for the simultaneous administration of various drugs
- › VM® offers stopcocks with high pressure resistance
- › 3-way Stopcocks have safe Luer-locks preventing accidental disconnections
- › Lipid-resistant
- › Can revolve 360°
- › Allow synchronous or separate administration of medication or infusion in a single vein access point

Materials:
ABS; PC; PE; PVC; NBR

Sterilization:
Ethylene oxide

Type:
– 3-way
– 3-way OFF

Characteristic:
– high pressure
– lipid resistant

Filling volume (ml):
0,16 – 0,3

Pressure limit (bar):
3 – 82,6

Flow rate (ml/10min):
300 – 1000

Compliance standards:
EN ISO 594-1,2

Risk classification:
Is

Packaging:
blister / box / carton

Shelf life:
5 years

VM® Инфузионные трехходовые краны

Каталож- ный номер	Тип	Материал	Характеристика	Объем заполнения (мл)	Лимит давления (бар)	Скорость потока (мл/10мин)	Цветовая кодировка	Упаковка шт. / короб
1311500	трехходовый краник	поликарбонат		0,16	3	≥1000	голубой	100/1600
1311501	трехходовый краник	поликарбонат		0,16	3	≥1000	красный	100/1600
1311502	трехходовый краник	поликарбонат		0,16	3	≥1000	белый	100/1600
1311503	трехходовый краник, OFF	поликарбонат	высокое давление, липидоустойчивость	0,3	34,3	≥1000	голубой	50/1000
1311504	трехходовый краник, OFF	поликарбонат	высокое давление, липидоустойчивость	0,3	82,6	≥1000	красный	50/1000
1311560	трехходовый краник	поликарбонат	липидоустойчивость	0,16	3	≥1000	голубой	100/1600