

# КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КРОВИ



## RU VM® Контейнеры для крови

- › Предназначены для безопасного и эффективного забора крови, разделения на компоненты и их хранение
- › Закругленные края уменьшают потерю компонентов крови и обеспечивают хорошее перемешивание крови с антикоагулянтом во время донации
- › Встроенная игла с ультратонкими стенками гарантирует быструю донацию

**Материалы:**  
ПВХ. Без латекса

**Стерилизация:**  
пар

**Молификация:**  
Top Top  
Top Bottom

**Количество камер:**  
1 первичный контейнер + до 3 трансферных контейнера

**Объем первичного контейнера (мл):**  
250 – 400

**Объем дополнительного контейнера (мл):**  
200 – 400

**Консервант:**  
CPDA-1; CPD / SAGM

**Игла (G):** 16

**Порт для забора образцов крови:**  
опционально

**Защитный колпачок для иглы:**  
имеется

**Соответствие стандартам:**  
EN ISO 3826

**Класс риска:** IIb

**Упаковка:**  
полибэг/пакет из алюминиевой фольги/картон

**Срок годности:** 3 года

## EN VM® Blood bags

- › Are used for the reliable collection, separation, storage and transportation of the blood
- › Rounded blood bag design prevents blood coagulation and ensures that both, the blood and anti-coagulants are properly mixed during the separation and transfusion
- › Built-in ultra-thin wall needle ensures optimal comfort for the blood donor
- › Tear-off ports allow easy connection with the transfusion set
- › Protective cap reduces the risk of accidental needlesticks and contamination
- › High quality labels offer reliability, abrasion resistance and easy labelling

**Materials:**  
PVC, Latexfree

**Sterilization:** Steam

**Modification:**  
Top Top  
Top Bottom

**Bags quantity:** 1 primary bag + up to 3 transfer bags

**Primary bag capacity (ml):**  
250 – 400

**Transfer bag capacity (ml):**  
200 – 400 ml

**Anticoagulant:**  
CPDA-1; CPD / SAGM

**Needle (G):** 16

**Sampling blood device with vacuum tube holder:**  
optional

**Safety protective cap:** with

**Compliance standards:**  
EN ISO 3826

**Risk classification:** IIb

**Packaging:**  
polybag / aluminium foil bag / carton

**Shelf life:** 3 years

## VM® Контейнеры для крови (Top Top)

Каталож- ный номер	Тип	Объем контейнеров (мл)				Консервант/ Антикоагул янт	Порт для забора образцов крови	Фильтр	Защитный колпачок для иглы	Количество алюм. пакет / короб
		Первич ный	Дополни тельный 1	Дополни тельный 2	Дополни тельный 3					
1312200	однокамерный	450				CPDA-1	•	•	5/100	
1312201	однокамерный	450				CPDA-1			5/100	
1312202	однокамерный	350				CPDA-1			5/100	
1312203	однокамерный	350				CPDA-1	•	•	5/100	
1312204	однокамерный	250				CPDA-1	•	•	5/100	
1312205	однокамерный	500				CPDA-1	•	•	5/100	
1312206	двухкамерный	250	200			CPDA-1	•	•	4/80	
1312207	двухкамерный	350	300			CPDA-1	•	•	4/80	
1312208	двухкамерный	450	400			CPDA-1	•	•	4/80	
1312209	двухкамерный	500	400			CPDA-1	•	•	4/80	
1312229	двухкамерный	450	300			CPDA-1	•	•	4/80	
1312251	двухкамерный	450	300			CPDA-1	•	•	4/80	
1312210	трехкамерный	250	200	200		CPDA-1	•	•	3/60	
1312211*	трехкамерный	350	300	300		CPDA-1	•	•	3/60	
1312212	трехкамерный	450	400	400		CPDA-1	•	•	3/60	
1312232*	трехкамерный	450	400	400		CPDA-1	•	•	3/60	
1312213	трехкамерный	500	400	400		CPDA-1	•	•	3/60	
1312216	трехкамерный	450	300	300		CPDA-1	•	-	3/60	
1312252	трехкамерный	450	300	300		CPDA-1	•	•	3/60	
1312214	трехкамерный	250	200	200		CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312215*	трехкамерный	350	300	300		CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312242	трехкамерный	350	300	300		CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312243	трехкамерный	450	400	400		CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312217*	трехкамерный	450	400	400		CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312226	трехкамерный	450	450	450		CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312218	трехкамерный	500	400	400		CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312219	четырехкамерный	250	200	200	200	CPDA-1	•	•	3/60	
1312220	четырехкамерный	350	300	300	300	CPDA-1	•	•	3/60	
1312221	четырехкамерный	450	400	400	400	CPDA-1	•	•	3/60	
1312222	четырехкамерный	500	400	400	400	CPDA-1	•	•	3/60	
1312223	четырехкамерный	250	200	200	200	CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312224	четырехкамерный	350	300	300	300	CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312225	четырехкамерный	450	400	400	400	CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312227	четырехкамерный	500	400	400	400	CPD/SAGM	•	•	3/45	
1312230*	четырехкамерный	450	400	400	300	CPD/SAGM	•	мягкий	2/30	
1312238	четырехкамерный	450	450	450	450	CPD/SAGM	•	твердый	2/30	
1312239	четырехкамерный	450	450	400	400	CPD/SAGM	•	твердый	2/30	
1312240	четырехкамерный	500	400	400	400	CPD/SAGM	•	твердый	2/30	

Все VM® Контейнеры для крови содержат иглу 16G

\* с функцией 5-ти дневного хранения тромбоцитов

## VM® Контейнеры для крови (Top Bottom)

Каталож- ный номер	Тип	Объем контейнеров (мл)				Консервант/ Антикоагу- лянт	Порт для забора образцов крови	Фильтр	Защитный колпачок для иглы	Количество алюм. пакет / короб
		Первич ный	Дополни тельный 1	Дополни тельный 2	Дополни тельный 3					
1312243 <b>ТВ</b>	трехкамерный	450	400	400		CPD/SAGM	●	●	5/100	
1312225 <b>ТВ</b>	четырекамерный	450	400	400	400	CPD/SAGM	●	●	5/100	

Все VM® Контейнеры для крови содержат иглу 16G