

# РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ



## RU VM® Спинальные иглы с острием типа «Квинке»

- › Предназначены для выполнения люмбальной пункции с целью проведения спинномозговой анестезии и/или для диагностических целей
- › Специальная модификация кончика мандрена позволяет минимизировать травму твердой мозговой оболочки
- › Прозрачный павильон иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять появление ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве
- › Ручка мандрена маркирована цветом в зависимости от размера иглы
- › Имеются спинальные иглы с интродюсерной иглой

**Материалы:**  
Сталь; ПК, ПЭ

**Стерилизация:**  
этиленоксид

**Тип:**  
Квинке

**Размер (G/мм):**  
18 – 27 / 90

**Проводниковая игла (G x мм):**  
21 – 22 x 38

**Соответствие стандартам:**  
EN ISO 7864, EN ISO 6009

**Класс риска:**  
III

**Упаковка:**  
комбинированный пакет / бокс / картон

**Срок годности:**  
5 лет

## EN VM® Spinal Needles with Quincke Point

- › Are used for spinal anaesthesia or for a diagnostic puncture of the spinal canal
- › Also suitable for lumbar puncture, for liquor pressure measurement and occipital aspiration
- › Quincke tip with double bevel enables atraumatic puncture of the dura and minimises the risk of post-spinal headache
- › Range includes spinal needles with short guide needle for puncturing dense tissue and for insertion of the spinal needle in the required direction
- › Also available with an introducer needle

**Materials:**  
Steel; PC, PE

**Sterilization:**  
Ethylene oxide

**Type:**  
Quincke Point

**Size (G/mm):**  
18 – 27 / 90

**Introducer needle (G x mm):**  
21 – 22 x 38

**Compliance standards:**  
EN ISO 7864, EN ISO 6009

**Risk classification:**  
III

**Packaging:**  
pouch / box / carton

**Shelf life:**  
5 years

## VM® Спинальные иглы с острием типа "Квинке"

Каталожный номер	Размер	Длина (мм)	Проводниковая игла (мм)	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
1317100	18G	90		розовый	50/2000
1317101	19G	90		кремовый	50/2000
1317102	20G	90		желтый	50/2000
1317103	21G	90		темно-зеленый	50/2000
1317104	22G	90		черный	50/2000
1317105	23G	90		темно-синий	50/2000
1317106	24G	90		фиолетовый	50/2000
1317107	25G	90	21G x 38	оранжевый	50/2000
1317108	26G	90	22G x 38	коричневый	50/2000
1317109	27G	90	22G x 38	серый	50/2000