


# РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ



## RU VM® Спинальные иглы с острием типа «Карандаш»

- › Не имеет режущих краев и является предпочтительным для спинномозговой анестезии как опытными врачами, так и молодыми специалистами
- › Боковое отверстие, близко расположенное к кончику иглы, обеспечивает поток инъекционного раствора под углом 45°
- › Специальный дизайн бокового отверстия и подогнанный мандрен иглы позволяют исключить эффект биопсии при пункции
- › Павильон иглы имеет удобный захват для проведения манипуляций
- › Прозрачный павильон иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве
- › Снабжены интродюсерной иглой

**Материалы:**  
Сталь; ПК, ПЭ

**Стерилизация:**  
этиленоксид

**Тип:**  
Карандаш

**Размер (G/мм):**  
25 – 27 / 90

**Проводниковая игла (G x мм):**  
21 – 22 x 38

**Соответствие стандартам:**  
EN ISO 7864, EN ISO 6009

**Класс риска:**  
III

**Упаковка:**  
комбинированный пакет // бокс / картон

**Срок годности:**  
5 лет

## EN VM® Spinal Needles with Pencil Point

- › Are used for spinal anaesthesia or for the diagnostic lumbal puncture
- › Equipped with a lateral hole, through which the anaesthetic is delivered into the spinal space
- › Preferred by beginners and/or inexperienced doctors
- › Conical needle tip with no sharp edges enables atraumatic puncture of the dura and minimises the risk of post-spinal headache
- › The needle guides excellently and due to its inner needle, prevents a biopsy effect
- › Range includes spinal needles with short guide needle for puncturing dense tissue and for insertion of the spinal needle in the required direction
- › Also available with an introducer needle

**Type:**  
Pencil Point

**Size (G/mm):**  
25 – 27 / 90

**Introducer needle (G x mm):**  
21 – 22 x 38

**Compliance standards:**  
EN ISO 7864, EN ISO 6009

**Risk classification:**  
III

**Packaging:**  
pouch / box / carton

**Shelf life:**  
5 years

**Materials:**  
Steel; PC, PE

**Sterilization:**  
Ethylene oxide

## VM® Спинальные иглы с острием типа "Карандаш"

Каталожный номер	Размер	Длина (мм)	Проводниковая игла (мм)	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
1317122	25G	90	21G x 38	оранжевый	50/2000
1317123	26G	90	22G x 38	коричневый	50/2000
1317124	27G	90	22G x 38	серый	50/2000