


ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Самоблокирующиеся шприцы

- › Рекомендован для проведения вакцинации
- › После введения лекарственного препарата, шприц блокируется и становится непригодным для повторного использования
- › Прозрачный цилиндр дает возможность контролировать введение медикаментов
- › Плавное движение поршня обеспечивает мягкую инъекцию без боли
- › Четкая градуировка служит для удобства пользователя

Материалы:

ПП; резина; силиконовое масло; сталь; эпоксидные смолы
Без латекса и ДЕГФ

Стерилизация:

этиленоксид

Объем (мл):

0,05 – 1

Механизм безопасности:
пружинный фиксатор

Инъекционная игла:
интегрированная

Соответствие стандартам:
EN ISO 7886, EN ISO 7864

Класс риска:
IIa

Упаковка:
блистер / бокс / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® Auto-disable Syringes

- › Very popular for immunization
- › Through its passive protection mechanism, the syringe is automatically blocked after one application, thus becoming not reusable
- › Transparent syringe barrel ensures controlled administration of medication
- › Smooth-glide plunger ensures smooth and painless injection
- › Secure plunger stop prevents loss of medication
- › Clearly legible graduation ensures a safe and reliable dosage

Materials:

PP; rubber; silicone oil; steel; epoxy resin
Latex and DEHP-free

Sterilization:

Ethylene oxide

Volume (ml):

0,05 – 1

Safety mechanism:
Spring lock

Injection needle:
intergrated

Compliance standards:
EN ISO 7886, EN ISO 7864

Risk classification:
IIa

Packaging:
blister / box / carton

Shelf life:
5 years

VM® Самоблокирующиеся шприцы

Каталожный номер	Объем мл	Модификация	Инъекционная игла			Внешний диаметр		Длина мм	Кол-во бокс / короб
			тип	стенка	срез	Размер	мм		
1310520	0,05	пружинный фиксатор	интегрированная	стандартная	внутри-дермальный	27G	0,4	10	100/3000
1310521	0,1	пружинный фиксатор	интегрированная	стандартная	внутри-дермальный	27G	0,4	10	100/3000
1310522	0,5	пружинный фиксатор	интегрированная	тонкая	стандартная	23G	0,6	25	100/3000