

УРОЛОГИЯ



RU VM® Мочеприемники

- › Клапан обратного тока предотвращает обратный ток мочи и развитие восходящей инфекции
- › Универсальный коннектор позволяет надежно подключиться к мочевому катетеру
- › Устойчивая к перегибам отводная трубка
- › Педиатрические мочеприемники имеют самоклеящуюся основу для фиксации к промежности ребенка

Материалы:
ПВХ. Без латекса

Стерилизация:
этиленоксид

Тип:
педиатрический; ножной;
прикроватный

Объем (мл):
100 – 2000

Крепления:
клеевая фиксация;
приложенные;
интегрированные

Длина трубки (мм):
30; 90

Тип слива:
винтовой; пул-пуш;
крестовидный

Соответствие стандартам:
EN ISO 8669

Класс риска:
Is

Упаковка:
полибэг / полибэг / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® Urine Bags

- › Are available in various designs in order to allow each user type to choose the right bag for every indication
- › The advantages are obvious: a universal connector, simple drainage through a drainage valve with no reflux of urine into the bladder
- › Equipped with a connector
- › Flexible, kink-resistant drainage tube enables a secure placement
- › Various drain valve models ensure convenient emptying needed
- › Paediatric urine bags include an adhesive fixing ring, made from foam-based material, providing secure positioning and inhibiting leakage

Materials:
PVC
Latexfree

Sterilization:
Ethylene oxide

Type:
paediatric; leg bag; bedside

Volume (ml):
100 – 2000

Fixation:
glue fixation; attached;
integrated

Tubing length (cm):
30; 90

Valve:
pull-push; cross; screw

Compliance standards:
EN ISO 8669

Risk classification:
Is

Packaging:
polybag / polybag / carton

Shelf life:
5 years

VM® Мочеприемники

Каталожный номер	Объем	Тип крепления	Длина трубки (см)	Тип слива	Количество вторичный полибэг / короб
1316100	100	Педиатрический, клеевая фиксация			100/1000
1316101	200	Педиатрический, клеевая фиксация			100/1000
1316117	750	Ножной, с безлатексными креплениями	30	винтовой	10/250
1316118	500	Ножной, с безлатексными креплениями	30	пул-пуш	10/250
1316119	750	Ножной, с безлатексными креплениями	30	крестовой	10/250

VM® Мочеприемники. Premium

Каталожный номер	Объем	Тип крепления	Длина трубки (см)	Тип слива	Количество вторичный полибэг/ короб
1316106	1000	прикроватный, подвесной	90	пул-пуш	10/250
1316107	1000	прикроватный, подвесной	90	крестовой	10/250
1316108	2000	прикроватный, подвесной	90	пул-пуш	10/250
1316109	2000	прикроватный, подвесной	90	крестовой	10/250