

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



RU VM® Перчатки смотровые латексные

- › Нестерильные медицинские перчатки для проведения медицинских осмотров, диагностических и терапевтических процедур, а также для обращения с зараженными медицинскими материалами

Материалы:
Латекс

Стерилизация:
нестерильные

Тип/длина (мин. мм):
Стандарт: 240
Премиум: 240
Особопрочные удлиненные (повышенного риска): 290
Особопрочные удлиненные (High Risk Plus): 290

Внешняя поверхность:
текстурированная / гладкая

Внутренняя поверхность:
хлорированная, неопудренная / кукурузный крахмал класса USP

Манжета:
окантовка

Форма:
на обе руки

Количество штук в боксе/коробе:
100 / 1000; XL: 95 / 950 (кроме High-Risk и High-Risk Plus)

Соответствие стандартам:
EN 455, ISO 11193-1; ASTM D3578

Класс риска:
Is

Упаковка:
бокс / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® Latex Examination Gloves

- › Are non-sterile medical gloves, intended for conducting medical checkups, diagnostic and therapeutic procedures and for handling contaminated medical material
- › Powder free latex examination gloves reduce the sensitization risk caused by powder
- › The „High-Risk“ examination gloves are used frequently by Medical, EMT personnel and whenever extra precaution or high risk of infection occurs

Materials:
100% natural latex

Sterilization:
Non-sterile

Type/length (min. mm):
Standard: 240
Premium: 240
High-Risk: 290
High-Risk Plus: 290

External surface:
Textured / smooth

Internal surface:
Chlorinated, powder free / Corn starch USP grade

Cuff:
Beaded cuff

Shape:
Ambidextrous fitting

Quantity of pieces in box/box:
100 / 1000; XL: 95 / 950 (except High-Risk and High-Risk Plus)

Compliance standards:
EN 455, ISO 11193-1; ASTM D3578

Risk classification:
Is

Packaging:
Box / carton

Shelf life:
5 years

VM® Перчатки смотровые латексные

Каталожный номер	Размер	Размеры перчаток (мин. мм)		Толщина стенки (мин. мм)		Цвет	Кол-во бокс / короб
		Длина	Ширина	Палец	Ладонь		
Стандарт • Опудренные • Гладкие • Нестерильные							
1314339	XS	230	≤ 80	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314340	S	230	80 ± 10	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314341	M	230	95 ± 10	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314342	L	230	110 ± 10	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314343	XL	230	≥ 110	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	95/950
Стандарт • Опудренные • Текстурированные • Нестерильные							
1314349	XS	240	≤ 80	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314350	S	240	80 ± 10	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314351	M	240	95 ± 10	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314352	L	240	110 ± 10	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314353	XL	240	≥ 110	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	95/950
Стандарт • Неопудренные • Текстурированные • Нестерильные							
1314359	XS	240	≤ 80	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314360	S	240	80 ± 10	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314361	M	240	95 ± 10	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314362	L	240	110 ± 10	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	100/1000
1314363	XL	240	≥ 110	0,08	0,08	белый - бледно-желтый	95/950
Премиум • Опудренные • Текстурированные • Нестерильные							
1314354	XS	240	≤ 80	0,12	0,11	белый - бледно-желтый	100/1000
1314355	S	240	80 ± 10	0,12	0,11	белый - бледно-желтый	100/1000
1314356	M	240	95 ± 10	0,12	0,11	белый - бледно-желтый	100/1000
1314357	L	240	110 ± 10	0,12	0,11	белый - бледно-желтый	100/1000
1314358	XL	240	≥ 110	0,12	0,11	белый - бледно-желтый	95/950
Премиум • Неопудренные • Текстурированные • Нестерильные							
1314364	XS	240	≤ 80	0,12	0,10	белый - бледно-желтый	100/1000
1314365	S	240	80 ± 10	0,12	0,10	белый - бледно-желтый	100/1000
1314366	M	240	95 ± 10	0,12	0,10	белый - бледно-желтый	100/1000
1314367	L	240	110 ± 10	0,12	0,10	белый - бледно-желтый	100/1000
1314368	XL	240	≥ 110	0,12	0,10	белый - бледно-желтый	95/950
Премиум • Неопудренные • Гладкие • Нестерильные							
1314344	XS	240	≤ 80	0,13	0,12	белый - бледно-желтый	100/1000
1314345	S	240	80 ± 10	0,13	0,12	белый - бледно-желтый	100/1000
1314346	M	240	95 ± 10	0,13	0,12	белый - бледно-желтый	100/1000
1314347	L	240	110 ± 10	0,13	0,12	белый - бледно-желтый	100/1000
1314348	XL	240	≥ 110	0,13	0,12	белый - бледно-желтый	95/950

VM® Перчатки смотровые латексные (продолжение)

Особопрочные удлиненные (повышенного риска) ♦ Неопудренные ♦ Текстурированные ♦ Нестерильные

1314432	S	290	80 ± 10	0,2	0,18	голубой	50/500
1314433	M	290	95 ± 10	0,2	0,18	голубой	50/500
1314434	L	290	110 ± 10	0,2	0,18	голубой	50/500
1314435	XL	290	≥ 110	0,2	0,18	голубой	50/500

Особопрочные удлиненные (High Risk Plus) ♦ Неопудренные ♦ Текстурированные ♦ Нестерильные

1314436	S	290	80 ± 10	0,26	0,23	голубой	50/500
1314437	M	290	95 ± 10	0,26	0,23	голубой	50/500
1314438	L	290	110 ± 10	0,26	0,23	голубой	50/500
1314439	XL	290	≥ 110	0,26	0,23	голубой	50/500