

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



RU VM® Хирургические перчатки

- Используются в медицинской практике для защиты пациента и медицинского персонала от перекрестного инфицирования при выполнении операций и манипуляций требующих стерильных условий
- Перчатки анатомически подогнаны по форме, с большим пальцем, направленным в сторону ладонной поверхности

Материалы:
Латекс, полиизопрен, БНК

Стерилизация:
гамма-излучение

Тип:
Стандарт; Премиум (только для латксных)

Внешняя поверхность:
текстурированная

Внутренняя поверхность:
полимерное покрытие, неопудренная / кукурузный крахмал класса USP

Манжета:
окантовка

Форма:
анатомическая форма, с изогнутыми пальцами

Длина (мин. мм):
280

Количество пар в индивидуальной упаковке/боксе/коробе:
1 / 50 / 400

Соответствие стандартам:
EN 455, EN ISO 10282/ASTM D3577

Класс риска:
IIa

Упаковка:
термопластичная пленка или медицинская бумага / бокс / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® Surgical Gloves

- Are intended for healthcare professionals use during the manipulation or surgery, requiring sterile conditions, to prevent cross-contamination between the healthcare professional and the patient
- Are anatomically shaped, with the thumb positioned towards the palmar surface of the index finger, rather than laying flat

Materials:
Latex 100% latex / NBR / polyisoprene

Sterilization:
Gamma radiation

Type:
Standard; Premium (for latex only)

External surface:
Textured

Internal surface:
Polymer coated, Powder free / Corn starch USP grade

Cuff:
Beaded cuff

Shape:
hand specific, anatomically shaped, curved finger

Length (min. mm):
280

Quantity of pairs in medical paper bag/Box / carton:
1 / 50 / 400

Compliance standards:
EN 455, EN ISO 10282/ASTM D3577

Risk classification:
IIa

Packaging:
TP bi-fold or Medical grade paper pouches / box / carton

Shelf life:
5 years

VM® Перчатки хирургические латексные

Каталожный номер (TP bi-fold)	Каталожный номер (упакованы в бумагу медицинского назначения)	Размер	Размеры перчаток (мин. мм)		Толщина стенки (мин. мм)		Цвет	Кол-во бокс / короб
			Длина	Ширина	Палец	Ладонь		

Стандарт • Опудренные • Текстурированные • Стерильные

1314369A	1314369	6	280	77 ± 5	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314370A	1314370	6,5	280	83 ± 5	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314371A	1314371	7	280	89 ± 5	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314372A	1314372	7,5	280	95 ± 5	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314373A	1314373	8	280	102 ± 6	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314374A	1314374	8,5	280	108 ± 6	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314375A	1314375	9	280	114 ± 6	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400

Стандарт • Неопудренные • Текстурированные • Стерильные

1314383A	1314383	6	280	77 ± 5	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314384A	1314384	6,5	280	83 ± 5	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314385A	1314385	7	280	89 ± 5	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314386A	1314386	7,5	280	95 ± 5	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314387A	1314387	8	280	102 ± 6	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314388A	1314388	8,5	280	108 ± 6	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400
1314389A	1314389	9	280	114 ± 6	0,11	0,10	белый - бледно-желтый	50/400

Каталожный номер	Размер	Перчатки (мин. мм)		Толщина стенки (мин. мм)		Цвет	Кол-во бокс / короб
		Длина	Ширина	Палец	Ладонь		

Премиум • Опудренные • Текстурированные • Стерильные

1314376	6	280	77 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314377	6,5	280	83 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314378	7	280	89 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314379	7,5	280	95 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314380	8	280	102 ± 6	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314381	8,5	280	108 ± 6	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314382	9	280	114 ± 6	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400

Премиум • Неопудренные • Текстурированные • Стерильные

1314390	6	280	77 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314391	6,5	280	83 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314392	7	280	89 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314393	7,5	280	95 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314394	8	280	102 ± 6	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314395	8,5	280	108 ± 6	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314396	9	280	114 ± 6	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400

VM® Перчатки хирургические латексные (продолжение)

Catalogue No.	AQL	Размер	Размеры перчаток (мин. мм)		Толщина стенки (мин. мм)		Цвет	Кол-во бокс / короб
			Длина	Ширина	Палец	Ладонь		
Премиум • Неопудренные • Текстурированные • Стерильные • AQL 0,65								
1314390P	AQL 0,65	6	280	77 ± 5	0,17	0,15	белый - бледно-желтый	50/400
1314391P	AQL 0,65	6,5	280	83 ± 5	0,17	0,15	белый - бледно-желтый	50/400
1314392P	AQL 0,65	7	280	89 ± 5	0,17	0,15	белый - бледно-желтый	50/400
1314393P	AQL 0,65	7,5	280	95 ± 5	0,17	0,15	белый - бледно-желтый	50/400
1314394P	AQL 0,65	8	280	102 ± 6	0,17	0,15	белый - бледно-желтый	50/400
1314395P	AQL 0,65	8,5	280	108 ± 6	0,17	0,15	белый - бледно-желтый	50/400
1314396P	AQL 0,65	9	280	114 ± 6	0,17	0,15	белый - бледно-желтый	50/400

VM® Перчатки хирургические латексные - НОВЫЙ ПРОДУКТ

Каталожный номер	AQL	Размер	Length (mm)	Размеры перчаток (мин.)		Толщина стенки (мин. мм)		Цвет	Кол-во бокс короб
				Длина	Ширина	Палец	Ладо		

Неопудренные • Текстурированные • Стерильные • ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

1314489	1,0	6	280	0,11	0,10	0,15	0,13	Внутр.: зеленый; Внеш.: натуральный	50/400
1314490	1,0	6,5	280	0,11	0,10	0,15	0,13	Внутр.: зеленый; Внеш.: натуральный	50/400
1314491	1,0	7	280	0,11	0,10	0,15	0,13	Внутр.: зеленый; Внеш.: натуральный	50/400
1314492	1,0	7,5	280	0,11	0,10	0,15	0,13	Внутр.: зеленый; Внеш.: натуральный	50/400
1314493	1,0	8	280	0,11	0,10	0,15	0,13	Внутр.: зеленый; Внеш.: натуральный	50/400
1314494	1,0	8,5	280	0,11	0,10	0,15	0,13	Внутр.: зеленый; Внеш.: натуральный	50/400
1314495	1,0	9	280	0,11	0,10	0,15	0,13	Внутр.: зеленый; Внеш.: натуральный	50/400

Упаковка: пакеты из медицинской бумаги

Неопудренные • Текстурированные • Стерильные • ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

1314482	1,5	6	290	0,29	0,28			коричневый	50/400
1314483	1,5	6,5	290	0,29	0,28			коричневый	50/400
1314484	1,5	7	290	0,29	0,28			коричневый	50/400
1314485	1,5	7,5	290	0,29	0,28			коричневый	50/400
1314486	1,5	8	290	0,29	0,28			коричневый	50/400
1314487	1,5	8,5	290	0,29	0,28			коричневый	50/400
1314488	1,5	9	290	0,29	0,28			коричневый	50/400

Упаковка: пакеты из медицинской бумаги

VM® Перчатки хирургические нитриловые - НОВЫЙ ПРОДУКТ

Каталожный номер	Размер	Размеры перчаток (мин. мм)		Толщина стенки (мин. мм)		Цвет	Кол-во бокс / короб (TP bi-fold)
		Длина	Ширина	Палец	Ладонь		

Нитрил • Неопудренные • Стандарт • Стерильные

1314444	6	280	77 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314445	6,5	280	83 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314446	7	280	89 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314447	7,5	280	95 ± 5	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314448	8	280	102 ± 6	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314449	8,5	280	108 ± 6	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400
1314450	9	280	114 ± 6	0,13	0,11	белый - бледно-желтый	50/400

VM® Перчатки хирургические полиизопреновые - НОВЫЙ ПРОДУКТ

Каталожный номер	Размер	Размеры перчаток (мин. мм)		Толщина стенки (мин. мм)		AQL	Цвет	Кол-во бокс / короб
		Длина	Ширина	Палец	Ладонь			

Полиизопрен • Неопудренные • Премиум • Стерильные

1314503	6	280	77 ± 5	0,24	0,22	1,5	белый - бледно-желтый	50/400
1314504	6,5	280	83 ± 5	0,24	0,22	1,5	белый - бледно-желтый	50/400
1314505	7	280	89 ± 5	0,24	0,22	1,5	белый - бледно-желтый	50/400
1314506	7,5	280	95 ± 5	0,24	0,22	1,5	белый - бледно-желтый	50/400
1314507	8	280	102 ± 6	0,24	0,22	1,5	белый - бледно-желтый	50/400
1314508	8,5	280	108 ± 6	0,24	0,22	1,5	белый - бледно-желтый	50/400
1314509	9	280	114 ± 6	0,24	0,22	1,5	белый - бледно-желтый	50/400

Полиизопрен • Неопудренные • Премиум • Стерильные • AQL 0,65

1314503P	6	280	77 ± 5	0,17	0,15	0,65	белый - бледно-желтый	50/400
1314504P	6,5	280	83 ± 5	0,17	0,15	0,65	белый - бледно-желтый	50/400
1314505P	7	280	89 ± 5	0,17	0,15	0,65	белый - бледно-желтый	50/400
1314506P	7,5	280	95 ± 5	0,17	0,15	0,65	белый - бледно-желтый	50/400
1314507P	8	280	102 ± 6	0,17	0,15	0,65	белый - бледно-желтый	50/400
1314508P	8,5	280	108 ± 6	0,17	0,15	0,65	белый - бледно-желтый	50/400
1314509P	9	280	114 ± 6	0,17	0,15	0,65	белый - бледно-желтый	50/400

Неопудренные • Текстурированные • Стерильные • МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА (2 пары)

1314496	6	280	77 ± 5	0,17	0,15	0,65	Внутр.: синий; Внеш.: белый	50/400
1314497	6,5	280	83 ± 5	0,17	0,15	0,65	Внутр.: синий; Внеш.: белый	50/400
1314498	7	280	89 ± 5	0,17	0,15	0,65	Внутр.: синий; Внеш.: белый	50/400
1314499	7,5	280	95 ± 5	0,17	0,15	0,65	Внутр.: синий; Внеш.: белый	50/400
1314500	8	280	102 ± 6	0,17	0,15	0,65	Внутр.: синий; Внеш.: белый	50/400
1314501	8,5	280	108 ± 6	0,17	0,15	0,65	Внутр.: синий; Внеш.: белый	50/400
1314502	9	280	114 ± 6	0,17	0,15	0,65	Внутр.: синий; Внеш.: белый	50/400