

# ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



## RU VM® Медицинская одежда

- › Применяются для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционных блоках и перевязочных
- › Изготовлены из воздухопроницаемого нетканого материала, удобны и не стесняют движения
- › В наличии нестерильные халаты для посетителей

### Материалы:

Нетканый материал

### Стерилизация:

этиленоксид;  
набор и халаты для посетителей: нестерильные

### Тип:

- базовый
- стандартный
- специальный
- набор

### Вес (г/кв.м):

35 / 45

### Соответствие стандартам:

EN 13795

### Класс риска:

I / Is

### Упаковка:

полибэг / картон

### Срок годности:

5 лет

## EN VM® Surgical Gowns

- › Can be used in hospitals and in operating theatres, as well as in dental clinics and in other medical areas
- › Made from soft material, these gowns are very comfortable to wear and offer excellent breathability as well as personal protection
- › Also available as non-sterile gown for visitors

### Risk classification:

I / Is

### Packaging:

polybag / carton

### Shelf life:

5 years

### Materials:

Non-woven fabric

### Sterilization:

Ethylene oxide;  
set and gown for visitors:  
non-sterile

### Type:

- basic
- standard
- special
- set

### Weight (g/Sqm):

35 / 45

### Compliance standards:

EN 13795

Каталож- ный номер	Описание	Размер	Стерилизация	Материал	Материал /плотность г/см	Цвет	Количество полибэз/ короб
--------------------------	----------	--------	--------------	----------	--------------------------------	------	---------------------------------

**Операционный халат • Базовый**

1314300	завязки на спине	M	Стерильные	СМС	35	голубой	1/50
1314301	завязки на спине	L	Стерильные	СМС	35	голубой	1/40
1314302	завязки на спине	XL	Стерильные	СМС	35	голубой	1/50
1314303	завязки на спине	XXL	Стерильные	СМС	35	голубой	1/40
1314300P	завязки на спине	M	Стерильные	СМС	45	голубой	1/50
1314301P	завязки на спине	L	Стерильные	СМС	45	голубой	1/40
1314302P	завязки на спине	XL	Стерильные	СМС	45	голубой	1/50
1314303P	завязки на спине	XXL	Стерильные	СМС	45	голубой	1/40

Каталож- ный номер	Описание	Размер	Стерилизация	Материал	Материал /плотность г/см	Цвет	Количество полибэз/ короб
--------------------------	----------	--------	--------------	----------	--------------------------------	------	---------------------------------

**Операционный халат • Стандартный**

1314304	с запáхом на спине, на завязках	M	Стерильные	СМС	35	голубой	1/50
1314305	с запáхом на спине, на завязках	L	Стерильные	СМС	35	голубой	1/40
1314306	с запáхом на спине, на завязках	XL	Стерильные	СМС	35	голубой	1/50
1314307	с запáхом на спине, на завязках	XXL	Стерильные	СМС	35	голубой	1/40
1314304P	с запáхом на спине, на завязках	M	Стерильные	СМС	45	голубой	1/50
1314305P	с запáхом на спине, на завязках	L	Стерильные	СМС	45	голубой	1/40
1314306P	с запáхом на спине, на завязках	XL	Стерильные	СМС	45	голубой	1/50
1314307P	с запáхом на спине, на завязках	XXL	Стерильные	СМС	45	голубой	1/40

## VM® Медицинская одежда (продолжение)

Каталож- ный номер	Описание	Размер	Стерилизация	Материал	Материал /плотность г/см	Цвет	Количество полибэг/ короб
<b>Операционный халат • Специальный</b>							
1314308	с запáхом на спине, с дополнительным непроницаемым слоем на груди, на завязках	M	Стерильные	СМС	45	голубой	1/40
1314309	с запáхом на спине, с дополнительным непроницаемым слоем на груди, на завязках	L	Стерильные	СМС	45	голубой	1/31
1314310	с запáхом на спине, с дополнительным непроницаемым слоем на груди, на завязках	XL	Стерильные	СМС	45	голубой	1/40
	с запáхом на спине, с дополнительным непроницаемым слоем на груди, на завязках			СМС			
1314311	с запáхом на спине, с дополнительным непроницаемым слоем на груди, на завязках	XXL	Стерильные	СМС	45	голубой	1/31
<b>Операционный халат • Набор</b>							
1314511	1 Операционный халат Специальный (с дополнительным непроницаемым слоем на груди и запáхом на спине)	Размер: XL L: 130 W: 150	Нестерильные	СМС	45	голубой	1/50
	2 салфетки для рук	38 x 48 (см)	Нестерильные	СГБ	50	белый	
1314512	1 Операционный халат Специальный (с дополнительным непроницаемым слоем на груди и запáхом на спине)	Размер: L L: 120 W: 140	Нестерильные	СМС	45	голубой	1/50
	2 салфетки для рук	38 x 48 (см)	Нестерильные	СГБ	50	белый	
1314513	1 Операционный халат Специальный (с дополнительным непроницаемым слоем на груди и запáхом на спине)	Размер: M L: 115 W: 137	Нестерильные	СМС	45	голубой	1/50
	2 салфетки для рук	38 x 48 (см)	Нестерильные	СГБ	50	белый	
<b>Халат • Для посетителей</b>							
1314510	изолирующий халат, с трикотажными манжетами, на завязках	115 x 140 (см)	Нестерильные	Спанбонд	30	зеленый	10/1000
1314514	изолирующий халат, с трикотажными манжетами, на завязках	115 x 140 (см)	Нестерильные	Спанбонд	30	зеленый	10/1000
1314518	изолирующий халат, с трикотажными манжетами, на завязках	120 x 134 (см)	Нестерильные	Ламинированный спанбонд	18/11	зеленый	10/1000