

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



RU VM® Маски медицинские

- › Маски на резинках или завязках изготовлены из нетканого материала, обладают отличной воздухопроницаемостью
- › Применяются для соблюдения санитарно-гигиенических норм в медицинских учреждениях, а так же для индивидуальной защиты

Материалы:

Нетканый материал

Стерилизация:

этиленоксид

Тип:

- на завязках
- на резинках
- с защитным экраном

Размер:

один

Соответствие стандартам:

EN 13795

Класс риска:

I / Is

Упаковка:

полибэг / картон

Срок годности:

5 лет

EN VM® Surgical Masks

- › Are made from hypoallergenic non-woven material
- › Offer outstanding breathability and can be secured behind the head, using ties or using an elastic band provided on both sides
- › Ensure a high degree of resistance to bacteria, viruses and dust while breathing
- › Good ventilation reduces potential skin irritation and enables personnel to breathe freely

Risk classification:

I / Is

Packaging:

polybag / carton

Shelf life:

5 years

Materials:

Non-woven fabric

Sterilization:

Ethylene oxide

Type:

- with ties
- with loops
- antifogging

Size:

One size

Compliance standards:

EN 13795

VM® Медицинские маски

Каталожный номер	Описание	Размер	Стерилизация	Материал Ткань	Материал / грамм	Цвет	Количество полибэг/короб
1314312	Маска хирургическая трехслойная на завязках, с фиксатором на переносице	17,5 x9,5 см	нестерильные	S*+M**+S*	17 + 20 + 24	голубой	50/1000
1314313	Маска хирургическая трехслойная на резинках, с фиксатором на переносице	17,5 x9,5 см	нестерильные	S*+M**+S*	17 + 20 + 24	голубой	50/1000

*S - спанбонд

** M - мейтблаун