

# ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



## RU VM® Шапочки медицинские

- › Применяются для соблюдения санитарно-гигиенических норм в медицинских учреждениях, а так же для индивидуальной защиты
- › Полностью покрывает волосы, что необходимо для использования в чистых помещениях
- › Воздухопропускные свойства материала позволяют коже головы дышать

### Материалы:

Нетканый материал

### Стерилизация:

нестерильные

### Форма:

- в форме берета
- в форме шлема
- колпак, базовый
- колпак, стандартный

### Соответствие стандартам:

EN 13795

### Класс риска:

I

### Упаковка:

полибэг / картон

### Срок годности:

5 лет

## EN VM® Surgical Caps

- › Are used to prevent the transfer of hair and skin particles from doctors, medical personnel and patients in a hygienic environment
- › They cover hair completely and reliably
- › Thanks to its breathable material, the cap is particularly comfortable to wear

### Packaging:

polybag / carton

### Shelf life:

5 years

### Materials:

Non-woven fabric

### Sterilization:

non-sterile

### Form:

- Basic
- Standard
- Bouffant
- Helmet-shaped

### Compliance standards:

EN 13795

### Risk classification:

I

## VM® Медицинские шапочки

Каталожный номер	Тип	Описание	Стерилизация	Размер	Материал	Цвет	Количество полибэг/короб
1314315	Шапочка медицинская в форме берета	берет с эластичным краем	нестерильные	один размер	спанбонд 25	голубой	100/2000
1314316	Шапочка медицинская в форме шлема	для защиты головы и шеи	нестерильные	один размер	спанбонд 20	голубой	100/2000
1314317	Шапочка медицинская в форме колпака	колпак базовый, на завязках	нестерильные	один размер	спанбонд 35	голубой	100/1000
1314318	Шапочка медицинская в форме колпака	колпак стандартный, с эластичным краем сзади	нестерильные	один размер	спанбонд 35	голубой	100/1000