

ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Инъекционные иглы

- › Применяют вместе со шприцами, инфузионными и трансфузионными системами для введения лекарственных препаратов
- › Специальная трехгранная заточка острия иглы, а также силиконовое покрытие обеспечивают легкое введение иглы
- › Варианты среза иглы:
 - стандартный, для подкожных и внутримышечных инъекций
 - короткий, для внутривенных, внутриартериальных инъекций
 - интрадермальный, для внутрикожных инъекций
- › Павильон иглы адаптирован к наконечнику Луер Слип и Луер Лок

Материалы:

ПП; сталь; эпоксидные смолы; силиконовое масло
Без латекса и ДЕГФ

Стерилизация:
этиленоксид

Внешний диаметр (мм):
0,3 – 2,1

Длина (мм):
10 – 50

Стенка:
тонкая; стандартная

Срез:
стандартный; короткий;
внутрикожный

Соответствие стандартам:
EN ISO 7864, EN ISO 6009

Класс риска:
IIa

Упаковка:
блистер / бокс / картон

Срок годности:
5 лет

EN VM® Injection Needles

- › Are used together with syringes, transfusion and infusion sets for the injection of medications or for taking blood
- › The triple bevel and the highly-polished surface of the needle enable smooth tissue penetration and reduce tissue damage
- › The range of needle tip bevels offers a selection of needles for every treatment, according to the needs of the patient:
 - regular, for intramuscular or subcutaneous injections
 - short, for intravenous and intraarterial injections
 - intradermal, for injection of medications between the epidermis and the dermis
- › Colour-coded hub for easy identification of needle size
- › For use with Luer Slip and Luer Lock hubs

Sterilization:
Ethylene oxide

Outer diameter (mm):
0,3 – 2,1

Length (mm):
10 – 50

Wall:
thin; regular

Bevel:
regular; short; intradermal

Compliance standards:
EN ISO 7864, EN ISO 6009

Risk classification:
IIa

Packaging:
blister / box / carton

Shelf life:
5 years

Materials:

PP; steel; epoxy resin; silicone
oil Latex and DEHP-free

VM® Инъекционные иглы

Каталожный номер	Внешний диаметр		Длина мм	Стенка	Срез	Цветовая кодировка	Кол-во
	Размер	мм					
1410302	25G	0,5	16	тонкая	стандартный	оранжевый	50/1500
1410303	20G	0,9	70	тонкая	стандартный	желтый	50/1500
1310320	20G	0,9	40	тонкая	стандартный	желтый	100/5000
1310321	21G	0,8	40	тонкая	стандартный	темно-зеленый	100/5000
1310322	22G	0,7	30	тонкая	стандартный	черный	100/5000
1310323	23G	0,6	30	тонкая	стандартный	темно-синий	100/5000
1310324	23G	0,6	25	тонкая	стандартный	темно-синий	100/5000
1310325	24G	0,55	25	стандартная	стандартный	пурпурный	100/5000
1310326	25G	0,5	25	стандартная	стандартный	оранжевый	100/5000
1310327	27G	0,4	19	стандартная	стандартный	серый	100/5000
1310328	19G	1,1	25	стандартная	стандартный	кремовый	100/5000
1310329	19G	1,1	40	тонкая	стандартный	кремовый	100/5000
1310330	19G	1,1	50	тонкая	стандартный	кремовый	100/5000
1310331	18G	1,2	40	тонкая	стандартный	розовый	100/5000
1310332	18G	1,2	50	стандартная	короткий	розовый	100/5000
1310333	30G	0,3	13	стандартная	стандартный	желтый	100/5000
1310334	27G	0,4	13	стандартная	стандартный	серый	100/5000
1310335	26G	0,45	10	стандартная	внутрикожный	коричневый	100/5000
1310336	26G	0,45	13	стандартная	стандартный	коричневый	100/5000
1310337	26G	0,45	16	тонкая	стандартный	коричневый	100/5000
1310338	22G	0,7	25	тонкая	стандартный	черный	100/5000
1310339	22G	0,7	40	тонкая	стандартный	черный	100/5000
1310340	22G	0,7	50	стандартная	стандартный	черный	100/5000
1310341	21G	0,8	16	тонкая	стандартный	темно-зеленый	100/5000
1310342	21G	0,8	25	тонкая	стандартный	темно-зеленый	100/5000
1310343	21G	0,8	50	тонкая	стандартный	темно-зеленый	100/5000
1310344	20G	0,9	25	тонкая	стандартный	желтый	100/5000
1310345	16G	1,6	40	тонкая	стандартный	белый	100/5000
1310350	19G	1,1	40	тонкая	короткий	кремовый	100/5000
1310351	18G	1,2	40	тонкая	короткий	розовый	100/5000
1310352	16G	1,6	40	тонкая	короткий	белый	100/5000
1310353	15G	1,8	40	стандартная	короткий	серо-голубой	100/5000
1310354	14G	2,1	40	стандартная	короткий	светло-зеленый	100/5000
1310365	20G	0,9	50	стандартная	стандартный	желтый	100/5000
1310366	23G	0,6	40	тонкая	стандартный	светло-зеленый	100/5000