

ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Шприцы большого объема

- › Для использования в урологии, гастроэнтерологии или интенсивной терапии
- › Прозрачный цилиндр шприца дает возможность осуществить контроль дозирования медикаментов
- › Наличие уплотнителя поршня с двумя уплотнительными кольцами обеспечивает очень плавное и мягкое движение поршня
- › Стопорное кольцо снижает риск случайного выпадения штока из цилиндра
- › Имеется возможность выбора наконечников

Материалы:

ПП; резина; силиконовое масло; сталь; эпоксидные смолы
Без латекса и ДЕГФ

Стерилизация:

этиленоксид

Объем (мл)

50 – 150

Наконечник:

- › Лuer Slip: эксцентричный / концентричный
- › Лuer Лок
- › катетерный

Инъекционная игла:

опционально

Соответствие стандартам:

EN ISO 7886, EN ISO 7864

Класс риска:

без иглы: Is
с иглой: Ila

Упаковка:

блистер / бокс / картон

Срок годности:

5 лет

EN VM® Large Volume Syringes

- › Are interdisciplinary and applicable in urology, gastroenterology or intensive care
- › The transparent barrel ensures the controlled administration of the medication
- › Smooth-glide plunger ensures painless injection without jerking
- › Secure plunger stop prevents loss of medication

Materials:

PP; rubber; silicone oil; steel; epoxy resin
Latex and DEHP-free

Sterilization:

Ethylene oxide

Volume (ml):

50 – 150

Taper:

- › Luer Slip: eccentric / concentric
- › Luer Lock
- › Catheter Tip

Injection needle:

optional

Compliance standards:

EN ISO 7886, EN ISO 7864

Risk classification:

without needle: Is
with needle: Ila

Packaging:

blister / box / carton

Shelf life:

5 years

VM® Шприцы большого объема

Каталожный номер	Объем мл	Наконечник	Тип	Инъекционная игла	Внешний диаметр Размер	Длина мм	Стенка	Срез	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
1310252	50 (60)	LS	эксцентрический	без						25/400
1310258	50 (60)	LL	концентрический	без						25/400
1310273	50 (60)	LS	эксцентрический	приложенная	21G	0,8	40	тонкая стандартный	темно-зеленый	25/400
1310274	50 (60)	LS	эксцентрический	приложенная	18G	1,2	40	тонкая короткий	розовый	25/400
1310282	50 (60)	LL	концентрический	приложенная	21G	0,8	40	тонкая стандартный	темно-зеленый	25/400
1310283	50 (60)	LL	концентрический	приложенная	18G	1,2	40	тонкая короткий	розовый	25/400
1310284*	50 (60)	СТ	концентрический	приложенная	18G	1,2	40	тонкая короткий	розовый	25/400
1310285*	100	СТ	концентрический	приложенная	18G	1,2	40	тонкая короткий	розовый	25/100
1410305*	50 (60)	LL	концентрический	без					янтарный	25/400
1310347	50 (60)	СТ	концентрический	без						25/400
1310348*	100	СТ	концентрический	без						25/100
1310415*	120	СТ	концентрический	без						25/100
1310417*	150	СТ	концентрический	без						25/100

*с адаптером Луер Слип

LL - Луер Лок

LS - Луер Слип

СТ - Катетер тип