

UROLOGISCHE SYSTEME



VM® Urinbeutel

Die Urinbeutel der Firma Vogt Medical sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich, so ist es für jeden Anwender möglich, den richtigen Beutel für die richtige Indikation auszuwählen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Universalkonnektor, einfache Entleerungsmöglichkeit sowie ein Ablassventil, welches den Rückfluss des Urins in die Blase verhindert und eine aufsteigende Infektion effektiv unterbindet.

Produktbeschreibung:

- Urinbeutel werden zum Auffangen des über einen Blasenkatheter abgeleiteten Urins benutzt
- Urinbeutel sind mit einem Konnektor ausgestattet
- Konnektor gewährleistet einen sicheren Anschluss an den Blasenkatheter
- Flexibler und knickstabiler Ableitungsschlauch ermöglicht eine sichere Platzierung des Urinbeutels
- Werstärkte Halterungsschlitze machen es möglich Urinbeutel auch senkrecht zu fixieren
- Für eine bessere Kontrolle werden Urinbeutel aus einem halbtransparenten Material hergestellt
- Im Sortiment gibt es sterile und unsterile Urinbeu-
- Die verschiedenen Ablassventilmodelle (Pull-push, Kreuzventil und Schraubenventil) ermöglichen das bequeme Entleeren des Urinbeutels in unterschiedlichen Situationen
- Urinbeutel verfügt über eine Rückflusssperre, die den Rückfluss von Urin und somit das Risiko der aufsteigenden Infektionen verhindert
- Das gesammelte Flüssigkeitsvolumen lässt sich leicht anhand der Graduierung auf der halbtransparenten Vorderseite des Beutels ablesen
- Pädiatrische Urinbeutel werden zum Auffangen des Urins bei den Säuglingen benutzt

 Pädiatrische Urinbeutel enthalten einen Klebefixierungsring, der aus schaumbasierten Stoff hergestellt ist, eine sichere Platzierung des Urinbeutels bietet und vor einer Leckage schützt

Medizinische Materialien (geprüfte Sicherheit):

 Konnektor, Schläuche, Urinbeutel, Ableitungsschlauch - PVC medizinischer Qualität

Verpackung:

Polybag/Polybag/Karton

Qualität:

 In Übereinstimmung mit der Norm ISO 8669

Sterilisation:

Ethylenoxid

Haltbarkeit:

5 Jahre





UROLOGISCHE SYSTEME



VM® Urinbeutel

VIVI Offinbedief					
Produkt-Nr.	Volumen	Halterung	Schlauchlänge	Ablassventil	Stückzahl
	(ml)		(cm)		Sekundärverpa-
			,		ckung/Karton
1316100	100	Pädiatrie, Klebefixierung			100/1000
1316101	200	Pädiatrie, Klebefixierung			100/1000
1316102	500	Beinbeutel, latex Riemen	90	Pull-push	10/250
1316103	1000	Bettbeutel, Halteband	90	Pull-push	10/250
1316104	2000	Bettbeutel, Halteband	90	Pull-push	10/250
1316105	750	Beinbeutel, latex Riemen	70	Kreuzventil	10/250
1316113	1000	Bettbeutel, Halteband	90	Kreuzventil	10/250
1316114	2000	Bettbeutel, Halteband	90	Kreuzventil	10/250
1316116	750	Beinbeutel, latexfreie Riemen	90	Kreuzventil	10/250
1316117	750	Beinbeutel, latexfreie Riemen			10/250
1310117	730	bellibeutel, latexifele kleffiell		Schlaubenventin	10/230