



VM® Zweiteilige Spritzen

Diese Spritzen sind als Standardspritzen zu bezeichnen, sie sind für alle Standardinjektionen sowie zur Blutentnahme geeignet.

Produktbeschreibung:

- Zweiteilige Spritzen werden für die Injektion von Medikamenten benutzt
- Glasklärer Spritzenzylinder ermöglicht kontrollierte Medikamentengabe
- Leichtgängiger Spritzenkolben garantiert ruck- und schmerzfreie Injektion
- Eine gut lesbare Skalierung gewährleistet eine zuverlässige und sichere Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp verhindert Medikamentenverlust

Medizinische Materialien (geprüfte Sicherheit):

- Alle Spritzen und Kanülen sind latexfrei
- Spritzen:
 - Zylinder - Polypropylen
 - Kolben - Polyethylen
- Kanülen:
 - Ansatz und Schutzkappe - Polypropylen
 - Hochwertiger Stahl mit hohem Chrom- und Nickelgehalt produziert entsprechend der AISI-Standards
 - Festsetzung der Kanüle im Ansatz - Epoxidharz

Produktpalette:

- Volumen: 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml
- Spitzenansatz: Luer
- Erhältlich auch mit beigelegten Kanülen

Verpackung:

- Blister/Box/Karton

Qualität:

- In Übereinstimmung mit ISO-Normen ISO 7886, ISO 7864

Sterilisation:

- Ethylenoxid

Haltbarkeit:

- 5 Jahre





VM® Zweiteilige Spritzen

| Produkt-Nr. | Volumen (ml) | Ansatz | Typ | Injektionskanüle | | | | | Stückzahl Box/Karton | |
|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-------------------------|------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | Größe | Länge (inch) | Außen-durch-messer (mm) | Länge (mm) | Farbcode | | |
| 1310100 | 2 | Luer Slip | zentrisch | ohne | | | | | 100/3000 | |
| 1310102 | 3 | Luer Slip | zentrisch | ohne | | | | | 100/3000 | |
| 1310103 | 5 | Luer Slip | exzentrisch | ohne | | | | | 100/2400 | |
| 1310104 | 10 | Luer Slip | exzentrisch | ohne | | | | | 100/1600 | |
| 1310205 | 20 | Luer Slip | exzentrisch | ohne | | | | | 50/800 | |
| 1310224 | 2 | Luer Slip | zentrisch | beigelegt | 23G | 1 ¼" | 0,6 | 30 | ■ dunkelblau | 100/3000 |
| 1310226 | 3 | Luer Slip | zentrisch | beigelegt | 23G | 1 ¼" | 0,6 | 30 | ■ dunkelblau | 100/3000 |
| 1310227 | 5 | Luer Slip | exzentrisch | beigelegt | 22G | 1 ½" | 0,7 | 40 | ■ schwarz | 100/2400 |
| 1310231 | 10 | Luer Slip | exzentrisch | beigelegt | 21G | 1 ½" | 0,8 | 40 | ■ dunkelgrün | 100/1600 |
| 1310235 | 20 | Luer Slip | exzentrisch | beigelegt | 21G | 1 ½" | 0,8 | 40 | ■ dunkelgrün | 50/800 |